# 決定版!

# クローニング コンパクトガイド

(2021年8月改訂版)

**PCR** 

核酸調製 核酸精製

発現系の選択

クローニング

形質転換・ インサートチェック

プラスミド精製

タンパク質精製

PCRからタンパク質精製まで、 タカラバイオは皆様のクローニングを トータルにサポートします。

クローニングに役立つ製品情報が満載です。 あなたのそばにいつもこの1冊を!





右のQRコードを読み取ると、 お得情報や製品情報をご覧いただけます。 PCR p.3-4

クローニングでの使用を特におススメしたい2シリーズのPCR酵素「PrimeSTAR」と「Tks Gflex」をご紹介 [PrimeSTARシリーズ]・・高い正確性、長鎖やGCリッチな鋳型の増幅、高速PCRで反応時間を短縮 [Tks Gflexシリーズ]・・・増幅が難しい配列も良好に増やすことができ、正確性も水準以上

・関連製品: 逆転写酵素 PrimeScript シリーズ



p.5-6

核酸調製・核酸精製

PCRのための鋳型サンブルの調製や、PCR後の増幅断片の精製におススメする「スピンカラムタイプ」の精製キットを中心にご紹介

- ・細胞、組織、生体液、細菌、酵母、植物、食品、飼料、法医学的サンプルなどからのゲノム DNA 抽出
- ・PCR産物のクリーンアップや目的断片のゲル抽出

# 発現系の選択

p.7-10

大腸菌コールドショック発現系、ブレビバチルス発現系、ヒト細胞発現系、無細胞合成系、昆虫細胞発現系、植物発現系など、原理の異なるユニークなタンパク質発現系を取り揃えています。 効率よく高収量で目的タンパク質を得るために、最適な発現系をお選びください。

# クローニング

p.11-14

目的のDNA断片を任意のベクターに載せるクローニング操作は、様々な場面で利用される遺伝子工学実験の基礎技術の一つです。ここではスタンダードな手法から画期的なIn-Fusion法までをご紹介します。

- ・制限酵素/ライゲーションキット(スタンダードな方法)
- ・TAクローニング(制限酵素なしで構築可能)
- ・In-Fusionクローニング(複数断片を任意のサイトに、制限酵素処理なしで構築可能)



# 形質転換・インサートチェック

p.15

p.16

効率的なクローニングにはコンピテントセル選びも重要なファクターです。ワンランク上の「HST08」をお試しください。インサートチェックが簡単・迅速に行えるプレミックスタイプのPCR酵素も併せてで利用ください。



# プラスミド精製

目的に応じて、多彩なラインナップから製品を選択してください。

- ・ミニプレップ(クローニング、トランスフォーメーション、シーケンスなど)に使用したい。
- ・トランスフェクションに使いたい。
- ·Endotoxin freeでトランスフェクションに使いたい。
- ・BAC、PAC、P1、cosmidの調製に使いたい。



# タンパク質精製

p.17-22

His タグ融合タンパク質の精製用に、樹脂タイプの「TALONシリーズ」と、 最新膜テクノロジーを使用して室温での短時間精製を可能にした 「Capturemシリーズ」をラインナップしています。

「Capturem シリーズ」には、Protein Aによる抗体精製用もご用意しています。



# 巻 頭 特 集 【Time Saving】

# クローニング/タンパク質発現・精製時間の短縮を実現する Time Saving 製品のご紹介

現在お使いの製品と置き換えていただくだけで実験にかかる時間を短縮できる製品、それが「Time Saving製品」です。少しでも早く結果を知りたい、成果を出したい方はぜひ一度お試しください。

### 高速PCR酵素が反応時間を短縮します

★詳細はp.3で

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
DrimoSTAD® CVI Bromiy Foot Dyo niyo	200回	R052A	¥35,000
PrimeSTAR® GXL Premix Fast, Dye plus	800回	R052B (A×4)	¥110,000

特長

- ·PCR酵素の中でもトップクラスの伸長速度(5秒/kb~)を実現
- · PrimeSTAR® GXLの正確性と高反応性に加え、Dye入りプレミックスで利便性もアップ



長く、正確に増やすことが要求されるクローニング用ベクターの増幅に最適です。 しかもトータルの PCR 反応時間を大幅に減らせます!

### クローニングにかかる時間を約1日短縮できます

★詳細はp.13-14で

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10回	638947	¥23,000

特長

- ・PCRクローニングを行えば、制限酵素処理やライゲーションによる切り貼りが一切不要
- ·In-Fusion 反応時間はわずか 15分



制限酵素&ライゲーションキットを使ったクローニングより、反応にかかる時間を <mark>約1日も短縮</mark>することができます。

成功率も高いので、失敗した場合のやり直し時間も減らせます。

# わずか5分でHis タグ融合タンパク質や抗体の精製が可能なスピンカラム ★詳細はp.20-21で

製 品 名	容量製品コード		価格(税別)
Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	20回	635710	¥34,000
Capturem™ Protein A Miniprep Columns	12回	635717	¥34,000

特 長

- ・革新的な膜テクノロジーにより、サンプルの添加から溶出までがわずか5分
- ・ベッドボリュームが小さく、高純度、高収量、高濃度の溶出が可能



タンパク質精製にかかる<mark>時間と手間を大幅に削減</mark>できます。 収量の多い Maxi タイプもご用意。



# **PCR**

# 1 何といってもクローニングには正確性が重要! 高正確性酵素 PrimeSTAR®シリーズ

「PrimeSTAR」は非常に強力な3'→5' exonuclease活性を有し、タカラバイオのPCR酵素の中で随一の正確性を誇ります。 さらに高い反応性を併せもち、まさにクローニングに最適なPCR酵素です。

最も正確性が高く、高速PCR反応が可能な「PrimeSTAR Max」、長鎖やGCリッチサンプルにも対応可能な「PrimeSTAR GXL」、バランスのとれたベーシックタイプの「PrimeSTAR HS」、PrimeSTAR GXLをベースに高速性能と利便性を向上させた「PrimeSTAR GXL Premix Fast, Dye plus」など、目的に合わせてお選びいただけます。

クローニング用PCR酵素のファーストチョイスは「PrimeSTAR」で決まりです!

#### ◆ 圧倒的に低いエラー率! PrimeSTARシリーズと各種 PCR酵素との正確性の比較



エラー率の算出方法と結果: GC リッチで変異が入りやすい Tth ゲノム DNA を鋳型に PCR・クローニングし、複数クローンをシーケンス確認(約15~50万塩基)。 結果よりエラー率(Mutant frequency)を求めた。
High Fidelity PCR酵素の原点である Pfu DNA Polymerase の正確性を上回ります!

#### ◆ PrimeSTARシリーズなどタカラバイオ高性能 PCR酵素の特長

製品名	Fidelity	Speed	GC-/AT- rich	増幅効率	増幅サイズ (ヒトゲノム)	Product end	Dye
PrimeSTAR Max	****	****	***	**	≦ 6 kb	Blunt	
PrimeSTAR GXL Premix Fast, Dye plus	***	****	***	**	≦ 30 kb	Blunt	0
PrimeSTAR GXL	****	<b>*</b> ***	****	**	≦ 30 kb	Blunt	
PrimeSTAR HS	<b>★★★</b> ☆	**	***	**	≦ 8.5 kb	Blunt	
Tks Gflex	***	<b>★★★☆</b>	****	***	≦ 30 kb	Blunt	

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
Duite a CTA D® Mary DNA Dalamana	100回 (50 µl反応系)	R045A	¥31,500
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase	400回 (50 µl反応系)	R045B (A×4)	¥101,000
PrimeSTAR® GXL Premix Fast,	200回	R052A	¥35,000
Dye plus	800回	R052B (A×4)	¥110,000
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	250 U	R050A	¥37,000
Primes TAR' GAL DINA Polymerase	1,000 U	R050B (A×4)	¥110,000
Drim a STAD® HS DNA Dalum avana	250 U	R010A	¥31,500
PrimeSTAR® HS DNA Polymerase	1,000 U	R010B (A×4)	¥101,000


おすすめ! 関連製品 正確性が非常に高いPrimeSTARシリーズとIn-Fusion Snap Assembly Master Mixを組み合わせて用いることで、極めて効率よくクローニングができます。特に高速 PCRが可能な PrimeSTAR Max や PrimeSTAR GXL Premix Fast, Dye plus を用いれば、大幅に反応時間を短縮でき、迅速なクローニングが可能です。In-Fusion の詳細は13-14ページをご覧ください。

# 2 ハイパフォーマンスのPCR酵素でクローニングもばっちり! Tks Gflex™ DNA Polymerase

# 高成功率

難増幅配列

クルード対応



#### ※プライミングとは・・・

DNAポリメラーゼはプライマーの3\*末端で酵素/DNA複合体を形成し、鎖伸長を始めます。この複合体形成が「プライミング」です。

Tks Gflex DNA Polymerase はクルードサンプル、GC リッチ・AT リッチ・長鎖などの難増幅配列でも特異的な増幅が可能な、高い増幅能を持つ PCR 酵素です。  $\alpha$ 型ポリメラーゼをベースに改良を行い、正確性を維持しながらも高い反応効率を実現しているため、クローニング目的にもご利用いただけます。


PrimeSTARでは増えにくいターゲットをクローニングしたい場合にぜひお試しください。

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
Tko Cflov™ DNA Dolumoroco	250 U (50 µl 反応系 200回)	R060A	¥32,000
Tks Gflex™ DNA Polymerase	1,000 U (50 µl反応系 800回)	R060B (A×4)	¥104,000

#### 〔関連製品〕 逆転写酵素 「PrimeScript™シリーズ」

PCRの鋳型調製に欠かせない逆転写酵素選びも、より良いクローニングを行うための重要なファクターの一つです。 PrimeScript RTase は、酵素自身や反応系の改良により高品質の cDNA 合成が可能です。

- 高品質のcDNA合成が可能
- 強いディスプレースメント伸長活性がポイント
- 42℃反応 (mRNAの分解を低減)
- 強固な高次構造 RNA にも対応可能



強固な高次構造をとる28S ribosomal RNAをターゲットに、 PrimeScript RTase およびA社逆転写酵素でcDNA合成を 行い、同一条件下のPCRにてcDNA合成を比較した。 PrimeScript RTase が最も優れた感度と増幅効率を示し、 cDNAの収量も優れていた。 (弊社比較データ)

- ・ターゲット: ヒト28S ribosomal RNA(GC 70.6%、418 bp)
- ·RTプライマー: Specific Primer
- ・RT 温度: PrimeScript 42℃、A社酵素50℃および55℃・PCRの鋳型としたcDNA量: レーン左より、total RNA 500 fg、
  - PCRの鋳型としたcDNA量:レーン左より、total RNA 500 fg 5 pg、50 pg、500 pg、5 ng、50 ng、500 ng 相当量

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)			
cDNA合成用に酵素単品からキット品まで、幅広いラインナップを用意						
PrimeScript™ Reverse Transcriptase	10,000 U	2680A	¥32,000			
PrimeScript™ II Reverse Transcriptase	10,000 U	2690A	¥35,000			
PrimeScript™ 1st strand cDNA Synthesis Kit	50回	6110A	¥33,000			
PrimeScript <sup>™</sup> Double Strand cDNA Synthesis Kit	10回	6111A	¥56,000			
最高品質のcDNA合成試薬。正確性が高く、長鎖にも対応したPCR酵素	を含むRT-PC	R Kit				
Drive Coviet™ II High Fidelity DT DCD Vit	50回	R023A	¥52,000			
PrimeScript <sup>™</sup> II High Fidelity RT-PCR Kit	200回	R023B (A×4)	¥171,000			
Drima Carint™ II High Fidality One Step DT DCD Kit	50回	R026A	¥52,000			
PrimeScript <sup>™</sup> II High Fidelity One Step RT-PCR Kit	200回	R026B (A×4)	¥171,000			
<mark>簡便に高品質</mark> のcDNA合成を可能とするプ <mark>レミックスタイプ</mark> の試薬、RNA熱変性ステップが不要						
Drives Conict™ IV 4st strend a DNA Conthesis Min	50回	6215A	¥37,000			
PrimeScript <sup>™</sup> IV 1st strand cDNA Synthesis Mix	000 🖃	CO1ED (A)(4)	V112 000			


6215B (A×4)

¥113.000

200回

# PCRのための鋳型サンプルの調製


組織、細胞、生体液、細菌、酵母、植物、食品、飼料、法医学的サンプルなどからゲノム DNA、RNAを抽出し、鋳型 DNAを調製します。



※ヒト・マウス・ラットの広範な組織や細胞株から作製したQUICK-Clone cDNAをご用意しています。 QUICK-Clone cDNA は高品質な Premium Poly A<sup>+</sup> RNAを材料にオリゴdTプライマーを用いて合成を行い、残存 RNAを除き、さらに400 bp 未満のcDNA 断片も除去した二本鎖 cDNAです。このcDNA を鋳型に遺伝子特異的プライマーを使用することで、目的遺伝子をPCR 増幅することができます。 詳しくは、弊社ウェブカタログをご覧ください。

# PCR後の増幅断片のクリーンアップ

クローニング、制限酵素処理などに利用するため、PCR増幅産物を精製します。



#### ● 鋳型 DNA 簡易抽出試薬

- ◆ 生体試料など広範囲の試料に使用できる DNA 簡易抽出試薬
  - ・動物組織(マウス尾)や植物組織、血液、加工食品、土壌、菌体等から、簡便にPCRの鋳型DNAを調製
  - ・添加する試薬は1種類のみ。本試薬をそのまま添加、95℃10分の加熱だけでDNAを簡易抽出
  - ・DNA 抽出液(上清)は、そのまま PCRのテンプレートに使用可能

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
MightyPrep reagent for DNA	20 ml	9182	¥15,000

#### カラム抽出で高収量、高純度調製

#### ◆ 動物組織、細胞、細菌、酵母などから効率よくゲノム DNA を調製

・35 µgまでの高純度ゲノム DNAを調製可能 ・様々な試料に対応した16 種類以上のプロトコールを用意

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
NucleoSpin® Tissue	10回	740952.10	¥6,900

#### ◆ 動物組織、細胞、細菌、酵母などからtotal RNAを調製

- ・RNA 精製に必要な試薬をすべて含む all-in-one の精製キット
- ・スピンカラムでRNAを簡便に高純度精製
- ・オンカラム処理用のrDNase を標準添付

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
NucleoSpin® RNA	10回	740955.10	¥8,000

#### ■ スピンカラムで迅速簡便にDNA断片を精製

- ◆ PCR 反応液の精製およびアガロースゲルからの抽出のいずれにも対応可能なスピンカラム
  - ・1種類のバッファーでPCR産物の精製、ゲルからの抽出の両方に対応可能
  - ・操作時間はわずか10分。XSタイプなら最少溶出液量は6 ul
  - ・50 bp以上のDNA断片を回収、プライマーを効率よく除去
  - ・全てのゲル用バッファー(TAE、TBEなど)に対応
  - ・Binding BufferにpH indicatorをプラスし、確実な操作が可能

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up	10回	740609.10	¥5,300
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS	10回	740611.10	¥5,500

# ● バッチ法により効率よくDNAを回収

- ◆ シリカレジンによる DNA 断片精製キット
  - ・カラムを用いないバッチ法でアガロースゲルから効率よく DNAを回収
  - ・反応液からの酵素、ヌクレオチド、ラベリング反応後のビオチンなどの除去にも利用可能
  - ・非常に短いDNA(≥20 bp)に対しても高い結合能力
  - ・活性化されたシリカマトリックスにより、有機溶剤を使用することなく非常に温和な条件で、アガロースゲルや溶液からDNA断片を抽出・精製可能。長鎖DNA断片も切断や分解を起こしにくい。

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
NucleoTrap <sup>®</sup>	10 🛽	740584.10	¥4,800
	100回	740584	¥20,000



# 発現系の選択

#### (タンパク質発現系一覧)

原理や機構の異なる様々なタンパク質発現系を取り揃えています。目的のタンパク質に適した 発現系をお選びください。

### ▶大腸菌コールドショック発現系

p.8

可溶性発現、高効率、高純度

おススメ

#### ▶ヒト細胞発現系

p.9

従来法と比べ最大約10倍の高発現 (HEK293細胞)

#### ▶ブレビバチルス発現系

p.7

分泌発現、大量発現、活性型タンパク質を発現

## ▶無細胞合成系(ヒト細胞株由来)

p.9

1チューブ&1ステップ反応、高分子合成

# ▶昆虫細胞発現系

p.10

大量発現、翻訳後プロセッシング

# ▶植物発現系

p.10

双子葉植物用・単子葉植物用を用意、高発現

# **1** ブレビバチルス発現システム 【Brevibacillus Expression System】

- 活性型のタンパク質を分泌生産
  - 各種生物由来の酵素やサイトカイン類を効率よく生産でき、これらが活性を示すことも確認されています。
- プロテアーゼによる分解を防止
   宿主株はプロテアーゼ遺伝子をノックアウトしてあるため、目的タンパク質はほとんど分解を受けずに培養上清中に分泌生産されます。
- 培養・取扱いが容易

宿主株は一般的な培養基材で簡単に培養できます。胞子形成遺伝子を破壊しているので、使用後の殺菌も容易です。

製品名	概要	His タグ	タグ 切断	容量	製品 コード	価格 (税別)	備考
Brevibacillus Expression System II	分泌発現系: pNY326ベクター、pNCMO2 ベクター、コンピテントセルのセット	_	_	1 Kit	HB200	¥100,000	
pNCMO2 DNA	ブレビバチルスと大腸菌のシャトルベクター	_	_	10 µg	HB112	¥35,000	
pNC-HisT DNA		•	ТВ	10 µg	HB121	¥35,000	
pNC-HisF DNA	ブレビバチルスと大腸菌のシャトルベクター。 His タグ融合タンパク質を分泌発現可能		FXa	10 µg	HB122	¥35,000	
pNC-HisE DNA		•	EK	10 µg	HB123	¥35,000	
Brevibacillus Competent Cells	B. choshinensis SP3株のコンピテントセル			100 μl ×10	HB116	¥30,000	<b>5</b>
pNI DNA			_	10 µg	HB131	¥35,000	
pNI-His DNA	・ブレビバチルス菌体内発現ベクター 	•	EK	10 µg	HB132	¥35,000	
BIC System	BIC法(Bevibacillus In vivo Cloning法) を採用した高効率分泌発現システム。 4種類のベクター(pBIC DNA Set)、コント ロールインサート、コンピテントセルのセット		EK	1 Kit	HB300	¥100,000	
pBIC DNA Set	分泌シグナルの異なる4種類のベクターの セット。分泌シグナルを最適化でき、発現成 功率の向上・生産量の増大を実現。	•	EK	1 Set	HB310	¥80,000	

ご購入に際してライセンス確認書が必要となります。


TB: Thrombin, FXa: Factor Xa, EK: Enterokinase

※ブレビバチルス発現システム関連製品はヒゲタ醤油株式会社の製品です。

# 2 大腸菌コールドショック発現システム 【pCold™ベクターシリーズ】

#### コールドショック発現系とは・・・

37℃で培養している大腸菌の培養温度を低温にシフトさせると、生育は一時停止し、大部分のタンパク質の発現は減少しますが、コールドショックタンパク質(CSPs)は特異的に増加します。このメカニズムに注目し、タカラバイオとラトガースニュージャージー州立大学井上正順教授によって共同で開発されたのがコールドショック発現ベクター pColdシリーズです。従来の大腸菌発現系と比較して目的のタンパク質を効率良く高純度で得ることができます。



- 培養液を15℃に冷却するだけで効率よく発現を誘導
- 従来の大腸菌発現系に比べ、生産効率と可溶性発現が 向上
- 幅広い大腸菌ホストで使用可能
- 可溶化タグの種類やHis タグの有無を目的に合わせて 選択可能

## コールドショック発現の標準プロトコール

pColdベクターのマルチクローニングサイトに目的 遺伝子を挿入して発現用プラスミドを作製する。

発現用プラスミドで宿主大腸菌を形質転換し、アン ピシリンを含む選択培地プレート上で形質転換体を 選択する。

50~100 µg/mlのアンピシリンを含むLB 培地に、 形質転換体を植菌して37℃で振とう培養する。

培養液のOD600が0.4~0.5となった時点で培養液をすみやかに15℃に冷却し、30分間放置する。

終濃度 0.1~1.0 mMとなるように IPTG を添加し、 15℃で 24 時間振とう培養する。

↓ 集菌

> 注:最適な培養・誘導条件(培地、培養温度、通気 攪拌条件、誘導のタイミング、誘導物質の濃度、 誘導後の培養時間)は目的タンパク質によって 異なりますので、必要に応じ条件検討を行って ください。

製品名	可溶化タグ	His タグ	タグ切断	翻訳促進 配列(TEE)	容量	製品コード	価格 (税別)
pCold <sup>™</sup> GST DNA	GST	•	Factor Xa(%1), HRV 3C Protease(%2)	•	25 µg	3372	¥100,000
pCold <sup>™</sup> ProS2 DNA	ProS2 (Protein S)	•	HRV 3C Protease(%2), Thrombin(%2), Factor Xa(%2)	•	25 µg	3371	¥100,000
pCold <sup>™</sup> <b>TF</b> DNA	TF (Trigger Factor)	•	HRV 3C Protease (%2) Thrombin (%2) Factor Xa (%2)	•	25 µg	3365	¥105,000
pCold <sup>™</sup> I DNA	_	•	Factor Xa(%1)	•	25 µg	3361	¥53,000
pCold™ II DNA	_	•	_	•	25 µg	3362	¥53,000
pCold™ III DNA	-	_	_	•	25 µg	3363	¥53,000
pCold <sup>™</sup> IV DNA	_	-	_	_	25 µg	3364	¥53,000
pCold™ Vector Set					*3	3360	¥110,000

※1: His タグ配列を除去 ※2: His タグおよび可溶化タグ配列を除去 ※3: pCold I~IV 各5 μg


おすすめ! 関連製品

- ・TaKaRa Competent Cells BL21(製品コード 9126) ・・・発現用宿主におススメ
- · Single Protein Production System (SPP System) (製品コード 3366~3370)
  - ・・・・同位体標識に便利。目的タンパク質が、最大で新生タンパク質の90%以上に達するため、効率的なラベリングが可能

# 発現系の選択

# 3 ヒト細胞(HEK293系細胞)発現ベクター 【pHEK293 Ultra Expression Vector】

- HEK293 系細胞での一過性高発現用ベクター
- 従来のCMVプロモーターを用いた遺伝子発現と比較して、最大10倍量のタンパク質生産が可能
- 選べる2種類の製品ラインナップ
  - ・簡便な高発現には、1ベクタータイプ(I)がお勧め
  - ・より高発現を望むなら、プラスミドの混合比率を最適化できる2ベクタータイプ(II)がお勧め
- ◆ 特に抗体医薬やバイオ医薬品の開発段階などのスクリーニング工程への応用に最適!



エイズウイルスゲノム由来のRNA配列「TAR」と、転 写活性化因子である「Tat」による高発現システム (TAR-Tat発現システム)を利用しています。

TAR-Tat 発現システムによる HIV-LTR からの転写活性化は、Tat がウイルス RNAの5 末端に形成される TAR と呼ばれるループ構造に結合して、RNA Polymerase II をリン酸化することで行われます。本製品はこの原理を利用して、目的タンパク質発現用ベクターと Tat 発現用ベクターの5 側非翻訳領域に TARをコードする配列を付加しています。これにより、Tat タンパク質の効率的な発現が可能となり、目的タンパク質の発現量を大幅に向上させることができます。

	製 品 名	製 品 内 容	容量	製品コード	価格 (税別)
簡便に高発現が 可能な 1ベクタータイプ	pHEK293 Ultra Expression Vector I	· pHEK293 Ultra Expression Vector I	20 µg	3390	¥105,000
最適化して 高発現可能な 2ベクタータイプ	pHEK293 Ultra Expression Vector II	pHEK293 Ultra Expression Vector II     pHEK293 Enhancer Vector	各 20 µg	3392	¥105,000

# 4 無細胞タンパク質合成システム 【Human Cell-Free Protein Expression System】

- ヒト細胞株由来の細胞抽出液を利用した無細胞タンパク質合成システム
- IRES配列の利用、翻訳増強因子の効果により合成レベルが向上
- 簡便なシングルチューブ反応を採用
- 150 kDaを超える高分子量タンパク質の合成にも応用可能

製 品 名	概要	精製 タグ	タグ切断	容量	製品 コード	価格 (税別)
Human Cell-Free Protein Expression System	pT7-IRES ベクター、T7 RNA Polymerase、Cell Lysate、 Mixture1,2,3を含む試薬キット	ı	_	10回	3281	¥38,000
pT7-IRES His-N DNA		His	Factor Xa	20 µg	3290	¥36,000
pT7-IRES His-C DNA	目的タンパク質にタグを融合発現するベクター	His		20 µg	3291	¥36,000
pT7-IRES Myc-N DNA		Мус		20 µg	3292	¥36,000

# 5 昆虫細胞発現システム 【BacPAK バキュロウイルス発現システム】

- 高収量(培地中のタンパク質濃度: 1~500 mg/L)
- 翻訳後修飾やプロセシングが起こることで、天然型に近いタンパク質を取得可能
- 哺乳動物細胞に近い糖鎖修飾(N-グリコシレーション)
- 夾雑タンパク質やタンパク質分解酵素が比較的少なく、精製が容易

製 品 名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
BacPAK™ Baculovirus Expression System	バキュロウイルス発現システム	1 Set	631402	¥144,000
BacPAK™ Baculovirus Rapid Titer Kit	免疫学的測定法により、バキュロ ウイルス力価を48時間で測定	5回	631406	¥98,000
BacPAK™ qPCR Titration Kit	qPCR法により、バキュロウイルスカ価(ゲノムDNAコピー数)を約4時間で測定	200回	631414	¥86,000

# 6 植物形質転換用高発現ベクター(改良版) 【pRI 201 DNA シリーズ】

- Riプラスミド由来の変異型複製起点(Ri ori)を持つバイナリーベクター
- 高コピー型の大腸菌 ori を持ち、大腸菌での複製も容易
- 定評のあるカリフラワーモザイクウイルス(CaMV)の 35Sプロモーターを搭載
- ADH(Alcohol Dehydrogenase)遺伝子由来の5'非翻訳領域 (5'-UTR)(翻訳エンハンサー領域)の採用で、植物体で目的遺伝子 産物の高発現を実現
- HSP(Heat Shock Protein)遺伝子由来terminatorの搭載で、 より高発現が可能


#### ◆使用文献◆


# pRI 201-ANと Agrobacterium tumefaciens GV3101 MP90 を組み合わせて Nicotiana benthamiana 葉でのタンパク質発現に使用

Kimura S, et al., The CBL-interacting protein kinase CIPK26 is a novel interactor of Arabidopsis NADPH oxidase AtRbohF that negatively modulates its ROS-producing activity in a heterologous expression system. *J Biochem.* (2013) 153: 191-195.

#### pRI 201-ANと Agrobacterium tumefaciens GV3101を組み合わせて シロイヌナズナの形質転換に使用

Negishi T, et al., Tonoplast- and Plasma Membrane-Localized Aquaporin-Family Transporters in Blue Hydrangea Sepals of Aluminum Hyperaccumulating Plant. PLoS One, (2012) 7(8): e43189.





製 品 名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
pRI 201-AN DNA	ANは双子葉植物用、ONは単子葉植物用	10 µg	3264	¥55,000
pRI 201-ON DNA	HSP terminatorにより、従来品のpRI 101シリーズに 比べて植物体での目的遺伝子産物の高発現が可能	10 µg	3265	¥55,000
pRI 201-AN-GUS DNA	形質転換時のポジティブコントロールとして汎用される GUS(β-glucuronidase)遺伝子をpRI 201-ANまた	10 µg	3266	¥55,000
pRI 201-ON-GUS DNA	はpRI 201-ON に組み込んだベクター	10 µg	3267	¥55,000

おすすめ! 関連製品

植物形質転換のためのアグロバクテリウムコンピテントセル Agrobacterium tumefaciens LBA4404 Electro-Cells(製品コード 9115)

# まず、最適なクローニング方法を選びましょう!

	In-Fusion クローニング	TA クローニング	制限酵素/ ライゲーション
	インサート ベクター	3'A A 3' T T インサート + (Tベクター)	BamH I  Hind III インサート
成功率の高い クローニングがしたい	0		
複数断片を一度に クローニングしたい	0		
ディレクショナル クローニングがしたい	0		0
制限酵素サイトがない、 もしくは合わない	0		
好きなベクターの好きな 位置に入れたい	0		
制限酵素を使わずに クローニングしたい	0	0	
クローニングにかかる 時間を短縮したい	0		
長鎖のインサートを 挿入したい			0
とにかくコスト重視で クローニングがしたい		0	0

# つづいて選んだ方法の詳細をチェック!

- ★ In-Fusion クローニングが気になる → ページをめくって13~14ページへGo!
- ★制限酵素/ライゲーション、TAクローニングを行いたい ■

実験目的		おススメ製品	)
制限酵素/ライゲーション			
迅速・高効率なライゲーション	$\rightarrow$	DNA Ligation Kit < Mighty Mix>	Α
平滑末端のライゲーション	$\rightarrow$	Mighty Cloning Reagent Set (Blunt End)	В
長鎖(>10 kb)をライゲーション	$\rightarrow$	TaKaRa DNA Ligation Kit LONG	C
TAクローニング			
インサートの3'末端はdAが付加している	$\rightarrow$	Mighty TA-cloning Kit	D
インサートが平滑末端のためdA付加が必要	$\rightarrow$	Mighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR®	Е

# 制限酵素

タカラバイオウェブサイトの制限酵素認識配列検索ツール ★Takara Cut-Site Navigator





で、DNA配列を読み込んで条件を設定すると、切断サイトを一覧や模式図、配列の詳細で表示できます。

#### ライゲーション

目的のDNA断片を目的のベクタープラスミドに載せるクローニング操作は遺伝子工学実験の基本です。

# A DNA Ligation Kit < Mighty Mix>

操作が簡単な1液タイプ

凍結融解にも強い試薬

5分間ライゲーションもOK

平滑末端、TAクローニングにも最適

# B Mighty Cloning Reagent Set (Blunt End)

短時間で簡便にクローニング

PCR 産物は、酵素の不活化、未反応の dNTP やプライマーの除去などの前処理の必要なし

# TaKaRa DNA Ligation Kit LONG

10 kb以上の長鎖の断片を用いてライゲーションを行う場合に最適

BAC ライブラリーなど長鎖 DNA ライブラリーの作製も可能



製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
DNA Ligation Kit < Mighty Mix>	1 Kit	6023	¥27,000
Mighty Cloning Reagent Set (Blunt End)	20 🗆	6027	¥30,000
TaKaRa DNA Ligation Kit LONG	1 Kit	6024	¥27,000

# TAクローニング

Taq DNA ポリメラーゼなどをベースとする PCR 酵素を用いて得られた増幅産物のほとんどは、その 3 末端にデオキシアデノシン (dA) が一塩基付加されています。

TAクローニングでは、3'末端にデオキシチミジン(dT)を一塩基付加したTベクターを使用し、PCR増幅産物のdA一塩基突出部分と相補的となることを利用して簡便にクローニングを行います。(インサートDNAの5'末端のリン酸化は不要です。)

# Mighty TA-cloning Kit

短時間で簡便にクローニング

# E Mighty TA-clonic

# Mighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR®

PrimeSTARシリーズなどのα型DNAポリメラーゼにより増幅されたPCR産物のほとんどは、酵素自身がもつ強力な3'→5'exonuclease活性により平滑末端となっており、そのままではTAクローニングに使用できません。PrimeSTARシリーズによる増幅産物をTAクローニングに用いる場合には、3'末端にdAを付加する必要があります。

本製品には、PrimeSTARシリーズによる増幅産物の3'末端に、簡便にdAを付加するためのA-overhang mixture、およびMighty TA-cloning Kit が含まれており、PrimeSTARシリーズによる増幅産物専用のTAクローニング用試薬として使用することができます。

★PrimeSTARシリーズの基本的な特長は3ページをご覧ください。

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
Mighty TA-cloning Kit	20回	6028	¥22,000
Mighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR®	20回	6019	¥33,000

# クローニング

# In-Fusion クローニング

DNA断片同士の末端15塩基の相同配列を融合させることでクローニングを行います。 使用する任意のベクターの末端配列を利用してクローニングを行うため、あらゆるベクターが使用でき、 余分な配列が一切付加されず、しかも定方向クローニングを行うことができる優れた手法です。 PCRクローニングを行えば、制限酵素も不要です。

- ✓ どんなベクターのどんな位置にもディレクショナルクローニングが可能
- ✓ 短鎖から長鎖(50 bp~15 kb)まで効率よくクローニングが可能
- ✓ 一挙に複数 DNA 断片を挿入するマルチクローニングが可能
- ✓ In-Fusion 反応はわずか15分で完了


# In-Fusionクローニングの概要

#### ポイント:

ベクター上の挿入したい位置の両側15塩基と相同な配列が、目的遺伝子の各末端にあればよい。



PCRでベクター&目的遺伝子の調製を行えば、In-Fusion反応にそのまま使える線状化ベクターと目的遺伝子が簡単に準備できます!





PCRを使用したIn-Fusionクローニングを行えば、制限酵素やライゲーションキットによる切り貼りが一切必要ありません。だからIn-Fusionクローニングは簡単・便利なのです!



In-Fusion反応のプライマー設計は、無料オンライン設計ツールを使うと簡単です。 https://www.takarabio.com/learning-centers/cloning/primer-design-and-other-toolsに アクセスしてください。

In-Fusion®については巻末特集(25、26ページ)でもご紹介しています。

#### ◆ PCRに基づくIn-Fusionクローニングで実験にかかる時間を約1日短縮



5秒/kbの伸長能をもつPrimeSTAR Max は、5kbのPCR増幅が約60分(※1)で完了します。目的DNA断片の増幅はもちろん、PCR増幅によるベクターの線状化にもおススメです。また、In-Fusionによるディレクショナルクローニングでは、目的DNA断片の制限酵素処理が不要なため、PCR増幅した目的DNA断片とクターを混合し、In-Fuson反応(15分)を行うだけでベクターへの挿入が完了し、大腸菌へのトランスフォーメーションに進めます(※2)。

- ※1:鋳型によっては1分/kbの伸長反応が必要です。
- ※2:ベクターの線状化は制限酵素処理でも可能 です。脱リン酸化は不要です。

#### 【 In-Fusion 製品リスト 】

製 品 名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
L. F	In-Fusion HDのバージョン	10回	638947	¥23,000
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	アップ品。HD、他社キットと比	50回	638948	¥113,000
Master Mix	べてクローニング効率が向上	250回	638949	¥380,000
		8回	638954	¥24,000
In-Fusion® Snap Assembly EcoDry™ Master Mix	凍結乾燥タイプで室温保存 OK。分注済みで直ちに使用可能	32回	638955	¥72,000
		96回	638956	¥198,000

実験時間はおよその目安です。

# 【 In-Fusion 関連製品リスト 】 In-Fusionと組み合わせて使用すれば、クローニングの成功率や効率がさらにアップ!


製 品 名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
Cloning Enhancer	PCR産物がシングルバンドの	50 µl	639613	¥23,000
	場合、本製品で前処理すれば	100 µl	639614	¥36,000
	カラム精製不要	200 μΙ	639615	¥63,000
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase	世界最速の伸長速度と正確性、確実性を兼ね備えた最高水準のPCR酵素	100回	R045A	¥31,500
E. coli HST08 Premium Competent Cells	非常に高い形質転換能力を持 つコンピテントセル	1 Set	9128	¥23,100
NucleoSpin® Gel and PCR	PCR産物やアガロースゲルか	10 🗆	740609.10	¥5,300
Clean-up	らの DNA 断片を簡単な操作 で精製可能	50回	740609.50	¥13,500
NucleoBond® Xtra Midi Plus	超高純度のプラスミドDNAを 高収量で精製可能。操作時間	10回	740412.10	¥16,800
NucleoBond® Xtra Maxi Plus	高収重で構製可能。探行时间 も短い	10回	740416.10	¥37,000

# 形質転換

# 高い形質転換効率! E. coli HST08 Premium Competent Cells

コンピテントセル選びもクローニングの重要なファクターの一つです。ルーチンクローニングから様々な長さの遺伝子を含むcDNAライブラリー作製やIn-Fusion反応まで、クローニング成功率UPのために「HST08」をおススメします。

- ルーチンクローニングにも、長鎖 DNA(10 kb以上)のクローニングにも最適!
- メチル化DNAのクローニングが可能
- cDNAライブラリーやゲノムライブラリーの作製にもおススメ



●ライゲーション反応液を用いた形質転換効率の比較 2 kb、20 kbのDNA断片とpUC118 Hind III/BAP(製品コー

ド 3324)のライゲーションを、それぞれDNA Ligation Kit <Mighty Mix>またはTaKaRa DNA Ligation Kit LONG を用いて実施した。上記のライゲーション反応液で各コンピテントセルを形質転換し、アンピシリンを含むLB(+X-Gal)寒天培地にプレーティング後、得られた白色コロニーの数から形質転換効率を比較した。

2 kb、20 kbのどちらの場合も、HST08で最も高い形質転換 効率が得られ、特に20 kb断片のクローニングでは、顕著な差 が見られた。 (弊社比較データ)

HST08は、In-Fusionでのマルチクローニングや、効率の下がる長鎖インサートのクローニングにも最適!

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
E. coli HST08 Premium Competent Cells	1 Set (100 μl×10)	9128	¥23,100
E. coli JM109 Competent Cells	1 Set (100 μl×10)	9052	¥21,000
E. coli DH5α Competent Cells	1 Set (100 μl×10)	9057	¥21,000

# インサートチェック

# 究極の価格と反応性を実現! EmeraldAmp® MAX PCR Master Mix



# 1反応あたり わずか44円

- 反応後そのまま制限酵素で処理可能
- TAクローニングに使用可能
- 4℃でも3ヵ月間安定

_ コロニーPCRの操作	<b>作方法</b>	
チップを用いて コロニーをピッキング	レブリカ作製	反応液に懸濁し、 PCRへ
	\	•

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
EmeraldAmp® MAX PCR Master Mix	160回 (50 µl 反応系)	RR320A	¥7,000

# 高速 PCR が可能で反応時間を大幅短縮! SapphireAmp® Fast PCR Master Mix

SapphireAmp Fastは、高速 PCR が可能なホットスタートタイプの Dye 入り PCR 用プレミックス試薬です。 通常の Dye 入りプレミックス試薬に比べて PCR 反応時間がおよそ半分に短縮できるので、結果を早く知りたい方に特におススメです。

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
Compliand war Poot DOD Montay Mix	160回 (50 µl 反応系)	RR350A	¥18,000
SapphireAmp® Fast PCR Master Mix	800回 (50 µl反応系)	RR350B (A×5)	¥69,000

# プラスミド精製

## プラスミドミニプレップ

構築されたプラスミドは、そのDNAを精製後、制限酵素消化や塩基配列解析によりその構造を確認する必要があります。この場合には、より簡便迅速にプラスミド精製ができるシリカカラムタイプの精製キットNucleoSpin Plasmid EasyPureをおススメします。

- 最大30 µgの結合容量、14分で6サンプルを処理可能
- pH指示試薬LvseControlにより、大腸菌のアルカリ溶解、中和反応を可視化
- RNase A溶液を添付、溶解なしですぐに抽出作業に使用可能

製品名	容 量	製品コード	価格(税別)
NucleoSpin® Plasmid EasyPure	10回	740727.10	¥4,200

トランスフェクショングレードプラスミド精製

プラスミドを遺伝子導入に使用する場合には、大腸菌の内膜由来のLPS(エンドトキシン)の混入が問題になる可能性があります。このような場合には、陰イオン交換カラムで精製したプラスミドを使用することをおススメします。

# NucleoBond® Xtra Midi / Maxiシリーズ

- 陰イオン交換カラムでプラスミドを高純度精製
- 高流速カラムを使用するため作業時間を大幅短縮可能
- Midiで500 µg、Maxiで1 mgのプラスミドの精製が可能

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
NucleoBond® Xtra Midi	10回	740410.10	¥14,500
NucleoBond® Xtra Maxi	10回	740414.10	¥32,000

より簡便にトランスフェクショングレードのプラスミドを精製するため、ミニプレップキットにエンドトキシン除去ステップを組み合わせたNucleoSpin Plasmid Transfection-gradeもご用意しています。多種類のプラスミドを遺伝子導入されるような場合はご検討ください。

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
NucleoSpin® Plasmid Transfection-grade	10回	740490.10	¥4,500

# エンドトキシンフリーグレードプラスミド精製

動物個体やエンドトキシンに対して感受性が高い神経細胞へプラスミドを遺伝子導入する場合は、エンドトキシンを極限まで除去するために、陰イオン交換カラムにエンドトキシン除去ステップを追加したNucleoBond Xtra Midi / Maxi EFシリーズをおススメしています。

# NucleoBond® Xtra Midi / Maxi EFシリーズ

- NucleoBond Xtra Midi / Maxi シリーズの高収量、高流速カラムにエンドトキシン除去ステップを追加
- エンドトキシンのレベル <0.05 EU/ug DNAを実現</p>

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
NucleoBond® Xtra Midi EF	10回	740420.10	¥21,900
NucleoBond® Xtra Maxi EF	10回	740424.10	¥45,000



# タンパク質精製

ここではHis タグ融合タンパク質精製用製品とProtein Aを用いた抗体精製用製品をご紹介します。 His タグ融合タンパク質精製には信頼と実績のTALON レジンと迅速・簡単で一押しの Capturem スピンカラムを、抗体精製用にはスピンカラムタイプをご用意しています。目的に合った製品をご利用ください。

#### ♦ His タグ融合タンパク質精製用

	特長	収量	所要時間	簡便さ
<b>TALON® シリーズ</b> → 17-18ページ	豊富なラインナップ 高純度、高収量	20 mg protein / ml resin	60~120 min	***
Capturem <sup>™</sup> His-Tagged → 20 ページ	短時間で簡単にHis タグ精製が可能	80 µg protein / mini column 1.5 mg protein / maxi column 80 µg protein / well*	5~15 min	****

#### ※96 well plateの場合


# ◆ 抗体精製用

	特長	収量	所要時間	簡便さ
Capturem™ Protein A → 21 ページ	短時間で簡単に抗体 精製が可能	40 μg protein / mini column 1 mg protein / maxi column	5~15 min	****

#### TALON® Resin

#### 高純度Hisタグ精製

- ヒスチジン繰り返し配列に特異性が高い Co<sup>2+</sup>を使用
  - 非特異的吸着が極めて少ない高純度精製が可能 です。
- 4配位結合キレート剤で Co<sup>2+</sup>を強固に固定 金属イオンの脱落はありません。
- 多様な精製条件下で使用可能6Mグアニジン変性条件でも収量を維持します。



#### もっと詳しく・・・

ClontechブランドのTALON Resinはヒスチジンタグ融合タンパク質のIMAC(固定化金属アフィニティークロマトグラフィー)精製用高性能樹脂です。


TALON Resinの反応中心にはCo²+が存在し、三次元空間的に適切に配置した隣接ヒスチジンのみがこの反応中心でCo²+に結合するため、ヒスチジンタグに対して高い選択性・親和性を示します。IMACに一般的に用いられているNi²+ベースの樹脂ではこの空間的な位置要求性があまり厳密ではなく、タグ部分以外のヒスチジンにも結合する場合があります。また、TALON Resinは構造が均一なキレートリガンドを採用しているため、金属イオン(Co²+)を常に4つのキレート部位で安定保持することができ、金属イオンの脱落がほとんど起こらず、目的のタグ融合タンパク質の収量低下を招きません。このようにTALON Resinは、ヒスチジンタグ融合タンパク質を高純度かつ安定した収率で精製できる優れた特長をもつIMAC用担体です。


#### ◆ TALON® Resinの優れた吸着特異性

ヒスチジンタグをもたないタンパク質が、Ni<sup>2+</sup>キレート樹脂に非特異的に吸着するケースはしばしば見られますが、TALON Resinではヒスチジンタグ融合タンパク質以外の吸着はほとんど起こりません。

# ● BL21(DE3)pLysS株由来SlyDタンパク質(27 kDa)を用いて比較した例

(SlyD: 2価の金属イオン結合部位をもつプロリルイソメラーゼ)





Ni-NTA Resinでは、SlyDは非特異的に吸着されてしまい、不要なタンパク質の混入の原因となります。 TALON Resinでは、変性条件、非変性条件にかかわらず非特異的な吸着は見られません。不要なタンパク質が混入しないため、高純度の精製が期待できます。

		<b>生!! ロ</b>	/ <del>**</del> + <del>*</del>			バッフ	ファー
製品名	容量	製品コード	価格 (税別)	レジン	カラム	抽出	洗浄・ 溶出
● His タグ精製用レジン							
TALON® Motol Affinity Dooin	10 ml	635501	¥23,000	•			
TALON® Metal Affinity Resin	25 ml	635502	¥53,000	•			
TALON® 2 ml Disposable Gravity Column	50本	635606	¥16,000		•		
● His タグ精製用レジン(加圧可)…高速クロマト対応							
TALON® Superflow Metal Affinity Resin	25 ml	635506	¥66,000	•			
<ul><li>● プレパックタイプのFPLC 精製カートリッジ</li></ul>							
HisTALON™ Superflow Cartridges	1 ml×5	635650	¥35,000				
HisTALON™ Superflow Cartridge	5 ml	635683	¥23,000	充填カートリッジ			
HisTALON™ Buffer Set	20回	635651	¥37,000				•
● プレパックタイプの自然落下式カラム							
HisTALON™ Gravity Column Purification Kit	1 Kit	635654	¥47,000	● 充填	カラム		•
HisTALON™ Gravity Columns	1 ml×5	635655	¥18,000	● 充填	カラム		
● 磁気ビーズ型レジン							
TALON® Magnetic Beads	1 ml×2	635636	¥31,000				
TALON® Magnetic Beads Buffer Kit	1 Kit	635638	¥53,000			•	•
● レジン充填済みスピンカラムタイプ…小スケールで簡便	に						
TALON® Spin Columns	10本	635601	¥20,000	● 充填	カラム		
● 細菌または細胞からの His タグ融合タンパク質抽出専用	用バッファ	<b>г</b> —					
xTractor™ Buffer Kit	1 Set	635623	¥48,000			•	
xTractor™ Buffer	100 ml	635656	¥17,000			•	

容量違いも多数ラインナップしています。詳しくは弊社ウェブカタログをご覧ください。


# タンパク質精製

# Capturem™ とは?


Capturemとは、捕獲(Capture)と膜(Membrane)を組み合わせた造語で、捕獲能力のあるメンブレンを意味します。ナイロンベースの膜テクノロジーにより、室温下での遠心による簡単・迅速なタンパク質操作を可能にした画期的な製品で、レジンカラムやビーズ法のような長時間のインキュベーションも必要ありません。

製品フォーマットもミニプレップ、マキシプレップ、プレートタイプなど豊富にご用意。実験に合わせてお選びいただけます。











Miniprep

Maxiprep

Large volume

24 well

96 well

# ◆ Capturem™と従来のレジンカラムとの比較


#### <Capturem™>

# タンパク質

# タンパク質 Capturem membrane 2.0 pm

独自のポリマー構造で表面積大幅増

<従来のレジンカラム>



- ベッドボリューム: 小さい
- カラム内でのタンパク質の拡散: 速やか
- 分離速度:速やか

- ベッドボリューム:大きい
- カラム内でのタンパク質の拡散:緩やか
- 分離速度:緩やか

#### 大きな膜表面積で高容量を実現しています。

精製に長時間を要するレジンカラムに比べ、新テクノロジーの高容量膜細孔は迅速に滴下し、短時間で精製が可能です。低い圧力で滴下できるため、タンパク質の品質低下を招きません。また、ベッドボリュームが小さく、洗浄バッファーの残存がない高純度な精製が可能です。

◆ Capturem™シリーズの基本的なワークフロー




Miniなら5分、Maxiおよび24/96 well plateなら15分以内で精製完了!


# 1 Capturem™ His-Tagged Purification

#### わずか5分(または15分)でHisタグ精製

- 短時間かつ簡便な操作で高純度精製が可能 培養液からclear lysate を調製し、スピンカラムにロードして完了。 短時間操作で品質低下を防ぎ、しかも高収率、高純度の精製が可能です。
- 操作は室温下。哺乳類細胞やバクテリアサンプルに対応 革新的なナイロン膜がカラムに格納されており、室温下で迅速 な操作が可能です。
- 様々な添加剤存在下でも一貫した高性能を発揮 変性剤(8 M Urea、6 M Guanidine-HCI)や添加剤(β-ME、 EDTA、DTT、グリセロール、TCEPほか)の存在下、様々なバッ ファー等、幅広い条件下で一貫して高性能を示します。
- ベッドボリュームが小さく、高濃度溶出が可能



## ◆ 哺乳類細胞で発現させた His タグ融合タンパク質の精製




M: Marker L: Lysate F: Flow through W: Wash E: Eluate

293T細胞に、6×His タグを付加した MAPK1 をコードするブラスミドをトランスフェクションし、Capturem His-Tagged Purification Miniprep Kitを用いて発現タンパク質を精製した。平衡化したカラムに細胞ライセートを通し、洗浄バッファー400 川で洗浄後、溶出パッファー300 川で溶出した。各フラクションを4~20%ポリアクリルアミドゲルで泳動後、ニトロセルロースメンブレンにブロッティングし、ボンソー条・会、およびウェスタンブロッティングを行った。ボンソー染色(左)では、各フラクションの全てのパンドが染色される。ウェスタンブロッティング(右)には、MAPK1 に特異的な抗体を用いた。

### ◆ 添加剤存在下でも高純度精製が可能

# ● Capturem His-Tagged Purification Miniprep Kitにおける EDTA の影響を検討



Sample	Amount of Eluate 1
1 mM EDTA	139 µg
5 mM EDTA	112 µg
10 mM EDTA	98 µg


1 mM、5 mM、または10 mMのEDTA存在下で、6×Hisタグ融合GFPuvタンパク質を精製した。サンプル、平衡化パッファー、洗浄パッファー、溶出パッファーにそれぞれEDTAを加えて精製操作を行い、300 μlの溶出パッファーで2回溶出した。

M: Marker L: Lysate F: Flow through W: Wash E1: Eluate 1 E2: Eluate 2


製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	20回	635710	¥34,000
Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit	6回	635713	¥45,000
Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns	50本	635719	¥190,000
Capturem™ His-Tagged Purification 96-Well Plate	96 well plate	635714	¥64,000

#### わずか5分(または15分)で抗体精製 2 Capturem™ Protein A

- 室温、わずか5分(Miniprepの場合)で高純度精製が可能 動物血清や培養液などをそのままスピンカラムにロードして完了。短時間操作で品質低下を防ぎ、しかも高収量、 高純度の精製が可能です。
- 操作は室温下 革新的な膜テクノロジーの採用により、室温下で迅速な 操作が可能です。
- 幅広い生物種の抗体を精製可能
- ベッドボリュームが小さいため、高濃度溶出が可能



◆ 他社製品との比較 ① -収量-他社製品より、高収量の抗体精製が可能!




	Amount in Elution Samples (µg)				
Sample	Protein A resin	Capturem Protein A Miniprep			
a) Mouse	90	122			
b) Sheep	94	207			
c) Goat	55	104			
d) Rat	42	191			
e) Rabbit	70	94			
f) Horse	80	251			
g) Human	114	180			

各種動物血清からの抗体精製を、Capturem Protein A Miniprep および他社の Protein A resinを用いて比較した。 精製した抗体は、SDS-PAGEを行い、クマシーブルーで染色を行った(左図)。 精製抗体の収量は、280 nmの吸光度で 測定した(右表)。

Capturem Protein A Miniprepは他社 Protein A resinより高収量の抗体精製が可能である。 (TB USA社比較データ)

◆ 他社製品との比較 ② −純度− 他社製品より、高純度の抗体精製が可能!



- 1. Human Serum
- 2. B社 Wash 画分
- 3. C社 Wash 画分
- 4. Capturem Elution
- (ウマ血清から精製)
- 5. Capturem Elution
- 6. A社 Elution 1
- 7. A社 Elution 2
- 8. B社 Elution 1
- 9. B社 Elution 2
- 10. B社 Elution 2 (repeat)
- 11. C社 Elution 1
- 12. C社 Elution 2


ヒト血清からの抗体精製を、Capturem Protein A(赤枠)および他社 Protein A resin(緑枠)を用いて比較した。 Capturem Protein Aでは他社のProtein A resinと比べて血清中アルブミンが確実に除去された。Capturem Protein Aは他社 Protein A resinより高純度の抗体精製が可能である。 (TB USA 社比較データ)

製 品 名	容 量	製品コード	価格(税別)
Capturem™ Protein A Miniprep Columns	12回	635717	¥34,000
Capturem <sup>™</sup> Protein A Maxiprep Columns	6回	635720	¥52,000

# 〔関連製品〕 Capturem™ IP & Co-IP

- 免疫沈降・共免疫沈降実験に最適なキット 高性能メンブレンを装着したカラムに加えて、細胞の溶解、カラムの結合・洗浄、抗体-抗原複合体の溶出のためのバッファーも含まれています。
- 室温・短時間操作で、タンパク質凝集や複合体解離、活性低下を防止
- 種々の免疫沈降用バッファーや条件に適応
- ディスポーザブルカラムで、コンタミネーションやキャリーオーバーのリスクを低減
- ◆ 迅速で効率的な免疫沈降 迅速なIP操作が可能!

# 




M : Marker 1 : Lysate

2 : Flowthrough 3 : Wash

4 : Eluate


PP2A B subunit

# ◆ Capturem™ IP & Co-IP Kitを用いた共免疫沈降



293T細胞由来 Cell lysate (100 μg)に1 μg の抗 SV40 T 抗体 (rabbit polyclonal, V-300, SCBT)を添加し、室温20分間インキュベートした。ネガティブコントロール (NC)として、抗 SV40 T 抗体非添加の 293T 細胞由来 Cell lysateを使用した。免疫沈降実験は N=2 で実施した。

#### 迅速で効率的な共免疫沈降ができた。



Anti-SV40 T-antigen rabbit polyclonal antibody used for incubation with 293T cell lysate

OS : Original Sample FT : Flowthrough

E : Eluate

NC: Negative Control (no Ab incubation)

製 品 名	容量	製品コード	価格(税別)
Capturem™ IP & Co-IP Kit	12回	635721	¥34,000

# 〔ご参考〕 主要制限酵素 Double Digestion 用推奨Universal Buffer

pUC系プラスミドのクローニングサイトの酵素を中心に、Double Digestionに使用する最適なUniversal Buffer条件を示します。表中のUniversal Bufferの前に記している「数字×」は、各Bufferの最終濃度です。タカラバイオのUniversal Bufferは全て10×濃度で供給していますので、0.5×は20倍、1×は10倍、2×は5倍に希釈して使用してください。また、BSAも10×濃度(0.1%)なので、10倍希釈して最終濃度0.01%にして使用します。

	Acc I	BamH I	Bgl II	Cla I	EcoR I	EcoR V	Hinc II	Hind III	Kpn I	Nco I
Acc I	_	0.5 × K	1 × T	1 × M	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M	1 × M	1 × M +BSA
BamH I	0.5 × K	_	1×K	1×K	1×K	1×K	0.5 × K	1×K	0.5 × K	1 × K +BSA
Bgl II	1×T	1×K	_	1 × H	1×H	1×H	2×K	1×K	1×T	1 × K +BSA
Cla I	1 × M	1×K	1 × H	_	1×H	1×H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA
EcoR I	1 × M	1×K	1×H	1 × H	_	1×H	1 × M	1 × M	1×M	1 × K +BSA
EcoR V	0.5 × K	1×K	1×H	1 × H	1×H	_	2 × T	1×K	0.5 × K	1 × K +BSA
Hinc II	1 × M	0.5 × K	2 × K	1 × M	1 × M	2 × T	_	1 × M	1 × M	1 × M +BSA
Hind III	1 × M	1×K	1 × K	1 × M	1 × M	1×K	1 × M	_	1 × M	1 × K +BSA
Kpn I	1 × M	0.5 × K	1 × T	1 × M	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M	_	0.5 × K +BSA
Nco I	1 × M +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × M +BSA	1 × K +BSA	0.5 × K +BSA	_
Nde I	1 × T	1×K	1×H	1 × H	1×H	1×H	1 × T	1 × K	1 × T	1 × K +BSA
Not I	0.5 × K +BSA	0.5 × K +BSA	1 × H +BSA	1 × H +BSA	1 × H +BSA	1×H +BSA	0.5 × K +BSA	0.5 × K +BSA	0.5 × K +BSA	0.5 × K +BSA
Pst I	1 × M	1×K	1 × H	1 × H	1×H	1×H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA
Pvu I	0.5 × K	1×K	1 × K	1 × K	1×K	1×K	0.5 × K	1 × K	0.5 × K	1 × K +BSA
Sac I	1 × M	0.5 × K	0.5 × K	1 × M	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M	1×L	0.5 × K +BSA
Sal I	1.5 × T	1.5 × T	1 × H	1 × H	1×H	1×H	1.5 × K	1.5 × K	1.5 × T +BSA	1.5 × T +BSA
Sma I	1×T +BSA	0.5 × T +BSA	1×T +BSA	1×T +BSA	1×T +BSA	0.5 × K +BSA	1×T +BSA	1×T +BSA	1×T +BSA	1×T +BSA
Spe I	1 × M	1×K	1×H	1 × M	1×H	1×H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA
Sph I	0.5 × K	1×K	1×H	1 × H	1×H	1×H	2 × T	1×K	0.5 × K	1 × K +BSA
Xba I	1 × M	0.5 × K	2 × T	1 × M	1 × M	2 × T	1 × M	1 × M	1 × M	1 × M +BSA
Xho I	1 × M	1×K	1×H	1 × H	1×H	1×H	1 × M	1 × M	1 × M	1 × K +BSA

- 注 1) 1  $\mu$ g DNA / 50  $\mu$ l 反応液に対し各酵素 10 U を添加して 3 $7^{\circ}$ C、1 時間反応させることで完全分解できることを確認している。
- 注2) 反応液中のグリセロール濃度は、Star活性をできるだけ抑えるために10%以下で使用する。
- 注3) DNAの種類や高次構造、認識切断部位が近接している場合などは、完全分解できない場合がある。

Nde I	Not I	Pst I	Pvu I	Sac I	Sal I	Sma I	Spe I	Sph I	Xba I	Xho I
1 × T	0.5 × K +BSA	1×M	0.5 × K	1 × M	1.5 × T	1×T +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M
1×K	0.5 × K +BSA	1×K	1×K	0.5 × K	1.5 × T	0.5 × T +BSA	1×K	1×K	0.5 × K	1 × K
1 × H	1×H +BSA	1×H	1×K	0.5 × K	1×H	1×T +BSA	1×H	1 × H	2 × T	1×H
1 × H	1×H +BSA	1×H	1×K	1 × M	1×H	1×T +BSA	1 × M	1×H	1 × M	1 × H
1 × H	1×H +BSA	1×H	1×K	1 × M	1×H	1×T +BSA	1×H	1×H	1 × M	1 × H
1 × H	1×H +BSA	1×H	1×K	0.5 × K	1×H	0.5 × K +BSA	1 × H	1 × H	2 × T	1 × H
1 × T	0.5 × K +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1.5 × K	1×T +BSA	1 × M	2 × T	1 × M	1 × M
1×K	0.5 × K +BSA	1 × M	1×K	1 × M	1.5 × K	1×T +BSA	1 × M	1×K	1 × M	1 × M
1 × T	0.5 × K +BSA	1×M	0.5 × K	1×L	1.5 × T +BSA	1×T +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M
1 × K +BSA	0.5 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	0.5 × K +BSA	1.5 × T +BSA	1×T +BSA	1 × K +BSA	1 × K +BSA	1 × M +BSA	1 × K +BSA
_	1×H +BSA	1×H	1 × K	1 × T	1×H	1×T +BSA	1×H	1 × H	1 × T	1 × H
1×H +BSA	_	1×H +BSA	2 × K +BSA	0.5 × K +BSA	1×H +BSA	0.5 × T +BSA	1×H +BSA	1×H +BSA	0.5 × K +BSA	1 × H +BSA
1×H	1×H +BSA	_	1 × K	1 × M	1×H	0.5 × T +BSA	1×H	1×H	1 × M	1×H
1 × K	2×K +BSA	1×K	_	0.5 × K	1.5 × K +BSA	1 × K +BSA	1×K	1×K	0.5 × K	1 × K
1 × T	0.5 × K +BSA	1 × M	0.5 × K	_	1.5 × T +BSA	1×T +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1 × M
1×H	1×H +BSA	1×H	1.5 × K +BSA	1.5 × T +BSA	_	1.5 × T +BSA	1×H	1×H	1.5 × T	1×H
1 × T +BSA	0.5 × T +BSA	0.5 × T +BSA	1 × K +BSA	1×T +BSA	1.5 × T +BSA	_	1×T +BSA	0.5 × T +BSA	1×T +BSA	1×T +BSA
1×H	1×H +BSA	1×H	1×K	1 × M	1×H	1×T +BSA	_	1×H	1 × M	1×H
1×H	1×H +BSA	1×H	1×K	0.5 × K	1×H	0.5 × T +BSA	1×H	_	2 × T	1×H
1 × T	0.5 × K +BSA	1 × M	0.5 × K	1 × M	1.5 × T	1×T +BSA	1 × M	2 × T	_	1×M
1×H	1×H +BSA	1×H	1×K	1 × M	1×H	1×T +BSA	1×H	1×H	1 × M	_

# 巻 末 特 集 【 大人気! In-Fusion クローニングの実績 】

# ☆★In-Fusion® Snapモニター結果のご紹介★☆


In-Fusion® Snap を使った感想やデータをウェブページで随時更新しており、その一部をご紹介します。
In-Fusion® Snap の高いパフォーマンスをご確認いただき、まだお使いでない方は、ぜひ一度お試しください!

# 1. In-Fusion® Snap の評価結果はいかがでしたか? 2. 今後 In-Fusion® Snap を採用しますか?



# ネガティブな評価はわずかでした!

「採用する」「採用する方向で 検討する」が、なんと 90%以上!!



In-Fusion® HDで長鎖の Vector & Insertで苦労して いたが、Snapを使用する事 で素早く解決した。



学部4年生が初めて実施 してもうまくいき、大変 満足しています。






初心者でも簡単な操作で 問題なくできた 従来の製品でも十分の効率だったが、 新製品では得られたコロニー殆どに遺 伝子が導入されており、驚くべき効率 だった。



# 多くの方にご満足いただいています!

# ☆★年々増え続ける使用実績★☆



※: "In-Fusion cloning"でGoogle Scholar を使って集計し、2010年の論文ヒット件数を1とした相対文献掲載数を示す。

# 右肩上がりの相対文献掲載数は、正に製品の高い信頼性を示しています!

#### ◆使用文献例◆

#### CRISPRシステムにおいてIn-Fusionが使用された例

Peter Gee, et al., Extracellular nanovesicles for packaging of CRISPR-Cas9 protein and sgRNA to induce therapeutic exon skipping. Nat. commun, (2020) Mar 13; 11(1):1334.

#### In-Fusionを用いて構築したプラスミドを使用し、ハイスループットスクリーニングを行った例

ROSANA S. MOLINA, et al., High throughput instrument to screen fluorescent proteins under two-photon excitation. Biomedical Optics Express, (2020) Dec 1; 11 (12):7192-7203.

#### In-Fusionを用いてプラスミドを構築した例


Luiza Cesca Piva, et al., Construction and characterization of centromeric plasmids for Komagataella phaffii using a color-based plasmid stability assay. PLoS One, (2020) 15(7): e0235532.

ttaella 世界中で使用 実績有り!

★弊社ウェブサイトでこのほかにも「使用文献」をご紹介しています。

# In-Fusion®について動画で分かりやすくご紹介!





#### 「In-Fusion クローニングのメカニズム」

In-Fusionの原理を動画で分かりやすく説明しています!

#### 「In-Fusionを用いたアプリケーション」

In-Fusionの使い方は多岐にわたります。どんな用法があるのか、ぜひご覧ください!

#### 「In-Fusion クローニング vs 他のシームレスクローニング技術」

同じに見えても他のシームレスクローニング技術よりメリットがある In-Fusion。その秘密をご覧ください!



**タカラバイオ公式チャンネル** でもご覧いただけます!

# アガロースゲル電気泳動


クローニング実験において、DNAの検出、定量は欠くことのできない操作です。その中でもアガロースゲル電気泳動によるDNAの検出は日常的に行われる手法です。

#### アガロースの種類と濃度の選択

分離範囲	推奨アガロース	ゲル濃度
500 bp未満	PrimeGel Agarose PCR-Sieve など	3%
500~5,000 bp	Agarose L03、PrimeGel Agarose LE 1-20K など	1%
5,000 bp以上	PrimeGel Agarose GOLD 3-40K	0.5%

#### DNA 分子量マーカーのアガロースゲル電気泳動例

- ① 50 bp DNA Ladder (製品コード 3421A) (3% PrimeGel Agarose PCR-Sieve)
- ② 1 kb DNA Ladder (製品コード 3426A) (1% Agarose L03)
- ③ *λ-Eco*T14 I digest (製品コード 3401) (1% PrimeGel Agarose LE 1-20K GAT)



	製 品 名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
アガロー ス各種	Agarose L03 [TAKARA]	1 kb以上の核酸の分離に	100 g	5003	¥18,000
	PrimeGel™ Agarose LE 1-20K GAT	1 kb以上の核酸の分離・ 回収に(高品質タイプ)	100 g	5801A	¥34,000
	PrimeGel™ Agarose PCR-Sieve	PCR増幅産物など1 kb 以下の核酸の分離に	100 g	5810A	¥48,000
バッファー	Tris-Acetate-EDTA Buffer (TAE) 50x Powder, pH8.3	1包を蒸留水に溶解して 1Lの50×TAEを作製	1 pouch	T9131	¥18,900
パウダー	Tris-Borate-EDTA Buffer (TBE) Powder, pH8.3	1包を蒸留水に溶解して 1LのTBEを作製	10 pouches	T9121	¥10,500
分子量マーカー	100 bp DNA Ladder (Dye Plus)	100~1,500 bpの11本 のバンド	500 µl (100回)	3422A	¥20,000
	1 kb DNA Ladder (Dye Plus)	1~10 kbの10本の バンド	500 µl (100 回)	3426A	¥14,000
電気泳動装置	Mupid®-2plus	スタンダードモデル	一式	M-2P	¥40,760
	Mupid®-exU	高機能モデル	一式	EXU-1	¥56,950
	Mupid®-One	ヨーロッパ電気安全規格 CEに準拠	一式	O1-01	¥62,000

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の周販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。 ・本パンフレットに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。 ・本パンフレット記載の価格は2021年8月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

# タカラバイオ株式会社

首都圏支店・東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website https://www.takara-bio.co.jp Facebook https://www.facebook.com/takarabio.jp 取扱店