

T-Vector pMD20 (製品コード 3270)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
<i>lacZ</i>	1...288	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	45...125	人工合成核酸	—
ベクター切断位置	96		
Ampr (Ampicillin resistance gene)	720...1580	<i>Escherichia coli</i>	1
Ori (pUC origin)	1751...2339	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	2663...2693	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> operator	2701...2717	<i>Escherichia coli</i>	1