

**pT7-IRES His-C DNA (製品コード 3291)**

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
Ampr (Ampicillin resistance gene)	201...1061	<i>Escherichia coli</i>	1
ColE1 ori	1232...1820	<i>Escherichia coli</i>	1
PT7	2241...2259	bacteriophage T7	1
EMCV IRES	2271...2822	encephalomyocarditis virus	2
MCS (multi cloning site)	2832...2896	人工合成核酸	—
Factor Xa Site	2897...2908	人工合成核酸	—
His-Tag	2909...2926	人工合成核酸	—
polyA	2940...2969	人工合成核酸	—
T7 terminator	2971...3018	bacteriophage T7	1