

pT7-IRES Myc-N DNA (製品コード 3292)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
Ampr (Ampicillin resistance gene)	201...1061	<i>Escherichia coli</i>	1
ColE1 ori	1232...1820	<i>Escherichia coli</i>	1
PT7	2241...2259	bacteriophage T7	1
EMCV IRES	2271...2822	encephalomyocarditis virus	2
c-Myc Tag	2843...2872	Homo sapiens	1
Factor Xa Site	2873...2884	人工合成核酸	—
MCS (multi cloning site)	2885...2938	人工合成核酸	—
polyA	2952...2982	人工合成核酸	—
T7 terminator	2983...3030	bacteriophage T7	1