

pSTV28 DNA (製品コード 3331)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
Ori (pACYC184)	848...1393	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lacZ</i>	1528...1758	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	1688...1744	人工合成核酸	—
<i>lac</i> operator	1778...1794	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	1802...1832	<i>Escherichia coli</i>	1
Cmr (chloramphenicol resistance gene)	2560...219	<i>Escherichia coli</i>	1