

RNase-free Water

Code No. 9012

Size: 1 ml x 10

Description :

This product is RNase-free water for RNA treatment, not treated with DEPC (diethyl pyrocarbonate). As it is not treated with DEPC, there is no worry about the inhibition of RT-PCR by residual DEPC. It is suitable for use in many applications such as the preparation of RNA sample and reaction mixture. It is also confirmed that this product is DNase-free.

Storage: -20°C

Quality Control Data :

Please see the Certificate of Analysis (CoA) for each lot. You can download the CoA on Takara Bio website.

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc.

If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6972 or from our website at www.takarabio.com.

Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements.

All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

v202109Da

RNase-free Water

Code No.9012

容量： 1 ml × 10

●製品説明

本製品は、DEPC (ジエチルピロカーボネート) 処理を行わずに RNA 取扱い用に精製された RNase フリー水である。

DEPC 処理を行っていないため、DEPC の残存による RT-PCR 反応阻害の心配がなく、RNA サンプルの溶解や RNA を用いた反応液調製など幅広い用途に使用できる。

また、DNase-free であることも確認済みである。

●保存 - 20℃

●品質管理データ

性能試験結果については、各ロットの Certificate of Analysis (CoA) をご覧ください。CoA はタカラバイオウェブサイトからダウンロードできます。

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202109Da

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995