

タイトル: VT1, VT2遺伝子陽性株の検出

カテゴリ: PCR検査

キーワード: PCR、腸管出血性大腸菌、VT遺伝子、O157


データソース: タカラバイオ(株)

方法:

腸管出血性大腸菌VT1およびVT2遺伝子産生株の培養液から調製したサンプルを鋳型として、O-157 (ベロ毒素遺伝子) PCR Screening Set (製品コード [RR100](#)) によるPCR検出を行った。

結果:

レーン2~4では、増幅サイズが171 bpのバンドが認められ、VT遺伝子陽性と判定された。また、Negative ControlおよびPositive Controlの結果からPCRが問題なく行われたことが確認できた。



備考: