

タカラバイオ取扱い ヒト細胞選択ガイド

<上皮細胞>

タカラバイオでは、PromoCell社 (P) の細胞製品 (ヒト初代細胞、幹細胞ほか) を販売しています。本資料は、数多い細胞製品の中から必要な細胞を選択いただくためのガイドです。

リスト内の表記について

◆細胞製品の状態(凍結品の継代数)について

	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)
① 組織から分離した細胞をそのまま凍結(培養を介さない)	P0
② 組織から分離し、単離培養を行った細胞を回収して凍結(継代はしていない)	P1
③ ②を1回継代した細胞を回収して凍結	P2
④ ②を2回継代した細胞を回収して凍結	P3
⑤ ②を3回継代した細胞を回収して凍結	P4

◆専用培地キットについて

細胞の培養には必ず推奨する専用培地をお使い下さい。専用培地キットは基本培地 1本と添加因子セット1セットからなるキットで、両者を混ぜ合わせることで、各々の細胞に最適な培地を調製することができます。添加因子は別々に小分けされているので、必要に応じて添加物の量を調製することができます。

	製品名	メーカー	容量	製品コード	価格(税別)
A	気道上皮細胞増殖培地キット: Airway Epithelial Cell Growth Medium Kit	P	500 ml	C-21160	¥34,000
B	小気道上皮細胞増殖培地キット: Small Airway Epithelial Cell Growth Medium Kit	P	500 ml	C-21170	¥35,000
C	乳腺上皮細胞増殖培地キット: Mammary Epithelial Cell Growth Medium Kit	P	500 ml	C-21110	¥20,000
D	腎上皮細胞増殖培地2キット: Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 Kit	P	500 ml	C-26130	¥36,000

鼻腔上皮細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト鼻腔上皮細胞: Human Nasal Epithelial Cells (HNEpC)	P	C-12620	1 vial	$\geq 5 \times 10^5$	¥150,000	P2	A

気管上皮細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト気管上皮細胞: Human Tracheal Epithelial Cells (HTEpC)	P	C-12644	1 vial	$\geq 5 \times 10^5$	¥169,000	P2	A

気管支上皮細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト気管支上皮細胞: Human Bronchial Epithelial Cells (HBEpC)	P	C-12640	1 vial	$\geq 5 \times 10^5$	¥176,000	P2	A

小気道上皮細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト小気道上皮細胞: Human Small Airway Epithelial Cells (HSAEpC)	P	C-12642	1 vial	$\geq 5 \times 10^5$	¥169,000	P2	B

腎上皮細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト腎上皮細胞: Human Renal Epithelial Cells (HREpC)	P	C-12665	1 vial	$> 5 \times 10^5$	¥138,000	P2	D

腎皮質上皮細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト腎皮質上皮細胞:Human Renal Cortical Epithelial Cells (HRCEpC)	P	C-12660	1 vial	$\geq 5 \times 10^5$	¥168,000	P2	D

販売元

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

TaKaRa テクニカルサポートライン

製品の技術的なご質問に専門の係がお応えします。

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

タカラバイオウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>