

タカラバイオ取扱い ヒト細胞選択ガイド

< 線維芽細胞 >

タカラバイオでは、PromoCell社(P)の細胞製品(ヒト初代細胞、幹細胞ほか)を販売しています。本資料は、数多い細胞製品の中から必要な細胞を選択いただくためのガイドです。

リスト内の表記について

細胞製品の状態(凍結品の継代数)について

	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)
組織から分離した細胞をそのまま凍結(培養を介さない)	P0
組織から分離し、単離培養を行った細胞を回収して凍結(継代はしていない)	P1
を1回継代した細胞を回収して凍結	P2
を2回継代した細胞を回収して凍結	P3
を3回継代した細胞を回収して凍結	P4

専用培地キットについて

細胞の培養には必ず推奨する専用培地をお使い下さい。専用培地キットは基本培地 1本と添加因子セット1セットからなるキットで、両者を混ぜ合わせることで、各々の細胞に最適な培地を調製することができます。添加因子は別々に小分けされているので、必要に応じて添加物の量を調製することができます。

	製品名	メーカー	容量	製品コード	価格(税別)
A	線維芽細胞増殖培地キット:Fibroblast Growth Medium Kit	P	500 ml	C-23110	¥25,000
B	線維芽細胞増殖培地2キット:Fibroblast Growth Medium 2 Kit	P	500 ml	C-23120	¥25,000
C	線維芽細胞増殖培地3キット:Fibroblast Growth Medium 3 Kit	P	500 ml	C-23130	¥25,000

皮膚線維芽細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
正常ヒト皮膚線維芽細胞(小児):Normal Human Dermal Fibroblasts (NHDF), juvenile foreskin	P	C-12300	1 vial	5×10^5	¥103,000	P2	A
正常ヒト皮膚線維芽細胞(成人):Normal Human Dermal Fibroblasts (NHDF), adult donor	P	C-12302	1 vial	5×10^5	¥61,000	P2	B

肺線維芽細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト肺線維芽細胞:Human Pulmonary Fibroblasts (HPF)	P	C-12360	1 vial	5×10^5	¥115,000	P2	B

心臓線維芽細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト心臓線維芽細胞:Human Cardiac Fibroblasts (HCF)	P	C-12375	1 vial	5×10^5	¥129,000	P2	C

大動脈外膜線維芽細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト大動脈外膜線維芽細胞:Human Aortic Adventitial Fibroblasts (HAoAF)	P	C-12380	1 vial	5×10^5	¥141,000	P2	B

子宮線維芽細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地 キット
ヒト子宮線維芽細胞:Human Uterine Fibroblasts (HUF)	P	C-12385	1 vial	5×10^5	¥112,000	P2	C

販売元

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

TaKaRa テクニカルサポートライン

製品の技術的なご質問に専門の係がお応えします。

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

タカラバイオウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>