

タカラバイオ取扱い ヒト細胞選択ガイド

< 表皮角化細胞・メラノサイト >

タカラバイオでは、PromoCell社(P)の細胞製品(ヒト初代細胞、幹細胞ほか)を販売しています。
本資料は、数多い細胞製品の中から必要な細胞を選択いただくためのガイドです。

リスト内の表記について

細胞製品の状態(凍結品の継代数)について

	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)
組織から分離した細胞をそのまま凍結(培養を介さない)	P0
組織から分離し、単離培養を行った細胞を回収して凍結(継代はしていない)	P1
を1回継代した細胞を回収して凍結	P2
を2回継代した細胞を回収して凍結	P3
を3回継代した細胞を回収して凍結	P4

専用培地キットについて

細胞の培養には必ず推奨する専用培地をお使い下さい。専用培地キットは基本培地1本と添加因子セット1セットからなるキットで、両者を混ぜ合わせることで、各々の細胞に最適な培地を調製することができます。

A, B: 添加因子は別々に小分けされており、必要に応じて添加物の量を調製することができます。

C: 添加因子は1本のバイアルに混合されており、簡単に完全培地を作製することができます。

	製品名	メーカー	容量	製品コード	価格(税別)
A	角化細胞増殖培地2キット:Keratinocyte Growth Medium 2 Kit	P	500 ml	C-20111	¥16,500
B	メラノサイト増殖培地キット:Melanocyte Growth Medium Kit	P	500 ml	C-24110	¥24,000
C	メラノサイト増殖培地M2:Melanocyte Growth Medium M2 (Ready-to-use)	P	500 ml	C-24300	¥38,500

表皮角化細胞

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地キット
正常ヒト表皮角化細胞(成人、単一ドナー):Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), adult donor, single donor	P	C-12003	1 vial	5×10^5	¥80,000	P2	A
正常ヒト表皮角化細胞(成人、プールド):Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), adult donor, pooled	P	C-12006	1 vial	5×10^5	¥60,000	P2	A
正常ヒト表皮角化細胞(小児、単一ドナー):Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), juvenile foreskin, single donor	P	C-12001	1 vial	5×10^5	¥80,000	P2	A
正常ヒト表皮角化細胞(小児、プールド):Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), juvenile foreskin, pooled	P	C-12005	1 vial	5×10^5	¥65,000	P2	A

メラノサイト

製品名	メーカー	製品コード	容量	細胞数 (cells/vial)	価格 (税別)	細胞製品の状態 (凍結品の継代数)	専用培地キット
正常ヒト表皮メラノサイト(成人、M2培地で培養):Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM), adult donor, cultured in M2 medium	P	C-12403	1 vial	5×10^5	¥85,000	P2	C
正常ヒト表皮メラノサイト(小児):Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM), juvenile	P	C-12400	1 vial	5×10^5	¥80,000	P2	B
正常ヒト表皮メラノサイト(小児、M2培地で培養):Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM), juvenile foreskin, cultured in M2 medium	P	C-12402	1 vial	5×10^5	¥95,000	P2	C

販売元

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

製品の技術的なご質問に専門の係がお応えします。

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

タカラバイオウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>