

Non-GMP grade



CELLBANKER® 1



CELLBANKER® 1 plus



CELLBANKER® 2

GMP grade



STEM-CELLBANKER®
GMP grade



STEM-CELLBANKER®
EX GMP grade



STEM-CELLBANKER®
DMSO Free GMP grade

Serum Free / Xeno Free

DMSO Free

	CELLBANKER® 1	CELLBANKER® 1plus	CELLBANKER® 2	STEM-CELLBANKER® GMP grade	STEM-CELLBANKER® EX GMP grade	STEM-CELLBANKER® DMSO Free GMP grade
血清含有	+	+	-	-	-	-
DMSO 含有	+	+	+	+	+	-
GMP grade	-	-	-	○	○	○
概要	<ul style="list-style-type: none"> •20年以上に渡る信頼と実績を誇る、ロングセラー品 	<ul style="list-style-type: none"> •CELLBANKER® 1のリニューアル品 •粘性、ピペッティング操作による泡立ちを抑えたことで、操作性がアップ 	<ul style="list-style-type: none"> •無血清品 •無血清培養細胞の凍結保存に最適 •ケミカリーディファインドで動物由来成分不含(Xeno-Free) 	<ul style="list-style-type: none"> •GMPに準拠した製造及び品質管理を実施 •ケミカリーディファインドで動物由来成分不含(Xeno-Free) •幹細胞やリンパ球、組織の保存に最適化 	<ul style="list-style-type: none"> •GMPに準拠した製造及び品質管理を実施 •ケミカリーディファインドで動物由来成分不含(Xeno-Free) •静脈注射で実績のある成分を使用 	<ul style="list-style-type: none"> •DMSO Free品 •GMPに準拠した製造及び品質管理を実施 •ケミカリーディファインドで動物由来成分不含(Xeno-Free)