

DNA (48502 bp) の制限酵素切断地図

目盛は、制限酵素の最初の認識塩基の位置を示し、数字は、その間の塩基数を示した。

参考文献

1) Sanger, F., Coulson, A. R., Hong, G. F., Hill, O. F. and Petersen, G. B. (1982)
J. Mol. Biol. 162, 729-773.



GenBankへの登録

Accession No. : V00636, J02459
M17233, X00906

DNAを切断しない制限酵素

Fse、*Not*、*Pac*、*Sfi*、*Sgf*、*Spe*、*Srf*、*Sse8647*、*Swa*