

SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit (製品コードRC300A、RC30JW) 消耗品一覧

SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit Ver2. (製品コードXA0203、XA0191) 消耗品一覧

※ 操作方法・取扱注意事項等の詳細は、SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit、SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit Ver.2の説明書をご覧ください。

※ 製品情報・価格などは変更されている場合があります。詳細はウェブページなどで必ずご確認ください。  
 なお、SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit Ver2.(製品コードXA0203、XA0191) は終売しました。

【8連チューブ】

< Thermal Cycler Dice® Real Time Systemシリーズ用 >

機種 (品番) *1	製品コード	製品名	容量	価格(税別)	特記事項
Dice III (Cy5) with PC (TP990)	NJ907	0.1 ml 8-strip -neo- tube & cap Set	120 strips	¥18,500	
	9916W	0.1ml 8-strip -neo- cap	120 strips	¥7,500	NJ907のキャップ
	NJ902	0.1 ml 8-strip tube, individual Flat Caps	120 strips	¥19,000	製品コードRC30JWのプロトコールB、および製品コードXA0203/XA0191で使用可
Dice II (TP900) および Dice Lite (TP700)	NJ300	0.2 ml Hi-8-Tube	125 strips	¥17,500	
	NJ302	0.2 ml Hi-8-Flat Cap	125 strips	¥4,500	NJ300のキャップ
	NJ600	0.2 ml 8-strip tube, individual Flat Caps	120 strips	¥21,000	製品コードRC30JWのプロトコールB、および製品コードXA0203/XA0191で使用可

< CronoSTAR™ Real-Time PCR Systemシリーズ用 >

機種 (品番) *2	製品コード	製品名	容量	価格(税別)	特記事項
CronoSTAR 96 (640231/640232)	NJ300	0.2 ml Hi-8-Tube	125 strips	¥17,500	
	NJ302	0.2 ml Hi-8-Flat Cap	125 strips	¥4,500	NJ300のキャップ
	NJ600	0.2 ml 8-strip tube, individual Flat Caps	120 strips	¥21,000	製品コードRC30JWのプロトコールB、および製品コードXA0203/XA0191で使用可
CronoSTAR Portable (640247/640249)	NJ300	0.2 ml Hi-8-Tube	125 strips	¥17,500	ウェル数に合わせて切って使ってください
	NJ302	0.2 ml Hi-8-Flat Cap	125 strips	¥4,500	NJ300のキャップ ウェル数に合わせて切って使ってください

【96/48 ウェルプレート】

※前処理操作には使用しないでください。リアルタイムRT-PCR反応にのみご使用ください。

< Thermal Cycler Dice® Real Time Systemシリーズ用 >

機種 (品番) *1	製品コード	製品名	容量	価格(税別)	特記事項
Dice III (Cy5) with PC (TP990)	NJ904	FrameStar® 0.1ml 96 well qPCR plate	10 plates	¥9,000	
	NJ500	Sealing Film for Real Time	100 枚	¥33,500	
	NJ502	Sealing Film for Real Time (Adhesive) Ver.2	100 枚	¥27,500	
Dice // (TP900)	NJ401	0.2ml 96well-plate for Real Time (Frosted)	10枚	¥5,500	
	NJ400	96well Hi-Plate for Real Time	10枚	¥6,500	
	NJ500	Sealing Film for Real Time	100 枚	¥33,500	
	NJ502	Sealing Film for Real Time (Adhesive) Ver.2	100 枚	¥27,500	
Dice Lite (TP700)	NJ700	48 well snap plate	20 plates	¥9,500	
	NJ720	Flat cap for snap plate	120 strips	¥7,000	

※1 Dice III (Cy5) with PC (TP990) : Thermal Cycler Dice® Real Time System III (Cy5) with PC (製品コードTP990)

Dice // (TP900) : Thermal Cycler Dice® Real Time System // (製品コードTP900) ※販売終了

Dice Lite (TP700) : Thermal Cycler Dice® Real Time System Lite (製品コードTP700)

Dice // (TP900) / Dice Lite (TP700)ではCy5オプションフィルターの搭載が必要です。

※2 CronoSTAR 96 (640231) : CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch) (製品コード640231)

CronoSTAR 96(640232) : CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (6ch) (製品コード640232)

CronoSTAR Portable(640249) : CronoSTAR™ Portable 8 Real-Time PCR System (4ch) (製品コード640249)

CronoSTAR Portable(640247) : CronoSTAR™ Portable 4 Real-Time PCR System (4ch) (製品コード640247)

CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR Systemシリーズ、CronoSTAR™ Portable Real-Time PCR Systemシリーズの  
総販売元はワケンビーテック株式会社です。

【ご参考】前処理操作はPCR装置で行うことも可能です。その場合は以下をご利用ください。

< TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Touch (製品コードTP350) 用 >

機種 (品番)	製品コード	製品名	容量	価格(税別)	特記事項
Dice Touch※ (TP350)	NJ300	0.2 ml Hi-8-Tube	125 strips	¥17,500	8連チューブ
	NJ301	0.2 ml Hi-8-Dome Cap	125 strips	¥4,500	NJ300のキャップ
	NJ302	0.2 ml Hi-8-Flat Cap	125 strips	¥4,500	NJ300のキャップ
	NJ401	0.2ml 96well-plate for Real Time (Frosted)	10枚	¥5,500	96ウェルプレート 反応直後はキャップが緩い場合があります。 ご注意ください
	NJ402	Flat Cap for PCR Plate	125 strips	¥12,500	NJ401のキャップ

※本装置でリアルタイムRT-PCR反応は行なえません。ご注意ください。

更新 2021/2/5