

10月の「タカラバイオ マンスリーフォーカス」は、クローニング関連製品キャンペーンとNGSプレミアムセミナーをピックアップしてご紹介します。このほかにもキャンペーンや新製品、バージョンアップ品など盛りだくさんです。裏面のセミナー・ワークショップ情報も要チェック！

10月のPick Up

期間：10月2日(月)～10月31日(火)

クローニング関連製品 10万円分を5名様にプレゼント！

クローニング関連の対象製品の中から、好きな製品10万円分(通常価格、税別)を抽選で5名様にプレゼントいたします。普段使いの製品だけでなく、使ったことがない**クローニングの効率や成功率Upにつながる製品**をお試しいただくチャンスです。

抽選に外れても、クローニング関連製品がお得にご購入いただける**クーポン券をもらってプレゼント**。どしどしご応募ください！

● キャンペーン対象製品

・In-Fusionシリーズ ・Ligation Kitシリーズ ・コンピテントセル ・クローニングベクター など

● ご応募方法

弊社ウェブサイトの専用キャンペーンページからご応募ください。



<タカラバイオがおススメする組み合わせ例>

In-Fusion® HD Cloning Kit
(10回用)

製品コード 639648 価格 ¥23,000

&

DNA Ligation Kit
<Mighty Mix>

製品コード 6023 価格 ¥27,000

&

E. coli HST08 Premium
Competent Cells

製品コード 9128 価格 ¥22,000

原理の異なる2種類のクローニングキットを準備しておく、目的や用途に応じてより最適なキットをお選びいただけ、その結果、クローニングの効率や成功率のUpにつながります。In-Fusionはクローニングの成功率が高いので、Ligation Kitでうまくいかなかった場合のバックアップにもなります。事実、ライゲーションキットとIn-Fusionを併用されているユーザー様は多数いらっしゃいます。

一番おススメのコンピテントセル。このコンピに替えてクローニングがうまくいったとお声も多数いただいています。コンピ選びもクローニング成功のポイントです！

★ 対象製品やキャンペーンのご応募は・・・

タカラバイオ クローニング プレゼント

検索

先着 **100名様**
参加費無料

次世代シーケンスで開く新たな世界

SMARTer NGS プレミアム TGCAセミナー



2017年10月26日(木) コングレスクエア日本橋

13:30～ セミナー

18:00～ 情報交換会(簡単なお食事をご用意しています)

<主な講演者>

・慶応義塾大学 先端生命科学研究所 荒川和晴 先生

・富山大学大学院・医学薬学研究部(薬学) 植物機能科学研究室 山村良美 先生

・九州大学 生体防御医学研究所 附属トランスオミクス医学研究センター トランスクリプトミクス分野 原田哲仁 先生

セミナーの詳細・お申し込みは弊社ウェブサイトをご覧ください。


ゲノム編集関連プレゼントキャンペーン

期間：10月2日(月)～10月31日(火)

ゲノム編集製品ガイド 2nd Edition 発刊記念

「CRISPR/Cas9スターターパック」を3名様にプレゼント！

ゲノム編集製品ガイド「導入システム編」「サポートツール編」の表紙を撮って、応募しよう！



※ゲノム編集製品ガイド「導入システム編」「サポートツール編」は、弊社営業担当または弊社試薬販売店までご用命ください。

● ご応募の流れ

ゲノム編集製品ガイド2種類の表紙写真をスマホ、タブレット等で撮り、bio-marketing@takara-bio.co.jpに送信（右のQRコードから読み取れます）



↓
タカラバイオから送られてくる簡単な入力フォームに必要事項を入力

↓
エントリー完了。当選発表までお待ちください！

< CRISPR/Cas9スターターパックの内容 >

いま注目の、効率的でオフターゲットの少ないCas9タンパク質を使ったゲノム編集がすぐに行えます！

- Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready) (製品コード 632641) 100 µg ¥25,000
- Guide-it™ sgRNA *In Vitro* Transcription Kit (製品コード 632635) 50回 ¥150,000
- TransIT-X2® Dynamic Delivery System (製品コード MIR6003) 0.3 ml ¥22,000

約20万円相当

★ キャンペーンの詳細は...

タカラバイオ ゲノム編集ガイド 改訂

検索

SMARTer NGS新製品

シングルセルからレパトア解析を可能にするNGS用ライブラリー調製キット

SMARTer® Human scTCR a/b Profiling Kit

NEW!

柔軟なワークフロー ... FACSやマニュアルで分離したシングルセルからイルミナ用ライブラリーを調製

簡便さ ... 96個のシングルセルをインデックス付加により12種類のライブラリーとして解析

感度 ... 5' RACE法の応用により、微量のTCRバリエーションやα鎖とβ鎖のペアリングの検出が可能

特異性 ... ヒトTCR mRNAの完全長V(D)Jのシーケンスで、高いターゲット率と正確なペアリング情報を取得


製品名	容量	製品コード	価格
SMARTer® Human scTCR a/b Profiling Kit	96回	634431	¥710,000
	480回	634432	¥2,200,000

ヒトiPS細胞由来肝細胞培養キットがバージョンアップ！

長期の培養が可能に！ 従来製品よりも初代ヒト成熟肝細胞に近い機能を保持

Cellartis® Enhanced hiPS-HEP v2 Kit

NEW!



<主な用途> 肝毒性、代謝試験、ウイルス感染 など

- 細胞と、培養に必要な培地試薬を全て含むオールインワンキット
- アッセイ可能期間は最大16日間 (day4~day19) ⇒ 長期間の慢性毒性試験にも利用可能
- 安定したCYP活性を有し、毒物代謝、肝毒性、物質輸送等の *in vitro* 評価に最適
- 薬剤代謝酵素活性、アルブミン発現量、グリコーゲン蓄積能がヒト初代肝細胞のレベルに近似

製品名	内容	容量	製品コード	価格
Cellartis® Enhanced hiPS-HEP v2 (from ChiPSC18) Kit	・凍結細胞1 vial (≥ 12 × 10 ⁶ cells) ・Thawing and Plating Kit ・Long-Term Maintenance Medium	1 Kit	Y10134	¥250,000

※異なるiPS細胞株 (ChiPSC12、ChiPSC22) 由来の細胞もラインナップしています。

“ヒト細胞” 秋の大収穫祭

★ 第一弾 iPS細胞株 ディスカウントキャンペーン

期間：9月14日(木)~11月24日(金)



対象製品：Cellartis human iPS cell line 12 (ChiPSC12) Kit
Cellartis human iPS cell line 18 (ChiPSC18) Kit
などドナーの異なる全6製品

CellartisのヒトiPS細胞株*を**40%OFF**でご提供！

*iPS細胞株と専用培地Cellartis DEF-CS 100 Culture Systemとのセット品です。

★ 第二弾 iPS分化細胞トライアルモニターキャンペーン

期間：10月2日(月)~11月24日(金)

製品ご購入2か月以内に製品レビューにご協力いただける方限定で**50%OFF**でご提供！
(初回ご購入限定、各製品先着5名様)

対象製品：Cellartis Enhanced hiPS-HEP v2 (from ChiPSC18) Kit
Cellartis hiPS Beta Cells (from ChiPSC12) Kit
MiraCell Cardiomyocytes (from ChiPSC12) Kit
MiraCell Endothelial Cells (from ChiPSC12) Kit


※ご注文は、キャンペーンページの専用発注書をご利用ください。

★ 第三弾 ヒト間葉系幹細胞/ヒト臍帯静脈内皮細胞 培養のスターターキャンペーン 期間：10月2日(月)~11月17日(金)

対象細胞をご購入いただいた方(それぞれ先着10名様)にもれなく、**専用培地と継代試薬**をプレゼント！

ヒト間葉系幹細胞の培養を始めたい方に(一例)

製品名	容量	製品コード	価格
ヒト骨髄由来間葉系幹細胞	1 vial (5 × 10 ⁵ cells)	C-12974	¥118,000



製品名	用途・特長	容量	製品コード
間葉系幹細胞増殖培地2	血清濃度2%の低血清培地であり、増殖能が優れている。	500 ml	C-28009
Accutase-Solution, primary human cell culture tested	接着細胞を非常に穏やかに効果的に剥離することができ、間葉系幹細胞の継代時に推奨している試薬	100 ml	C-41310
HEPES Buffered Saline Solution (30 mM HEPES)	細胞剥離時の細胞の洗浄に使用	125 ml	C-40010

ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)の培養を始めたい方に(一例)

製品名	容量	製品コード	価格
ヒト臍帯静脈内皮細胞(プールド)	1 vial (5 × 10 ⁵ cells)	C-12208	¥38,000

※ご注文は、キャンペーンページの専用発注書をご利用ください。



製品名	用途・特長	容量	製品コード
内皮細胞増殖培地2キット	大血管由来の内皮細胞の培養用に最適化された低血清(2% V/V)培地	500 ml	C-22111
DetachKit	初代細胞を非常に穏やかにプレートから剥離することができる継代試薬	各30 ml	C-41200

★ キャンペーンの詳細は...

タカラバイオ キャンペーン

検索

Label IT[®]シリーズ新発売キャンペーン

期間:10月2日(月)~10月31日(火)

Label IT[®] MFP488 Labeling Kit 新発売記念Label IT[®]シリーズ全製品 20%OFFキャンペーン

Label ITシリーズは、Ready-to-useですぐに使える核酸標識済のコントロールやワンステップで簡単に核酸を標識するための製品群です。

● 対象製品の一例

※Label ITシリーズはMirus Bio社の製品です。取り寄せ品のため、納期にお時間をいただきます。

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Label IT [®] MFP488 Labeling Kit NEW	1 Kit (25 µg用)	MIR7125	¥35,000	¥28,000
Label IT [®] Plasmid Delivery Control, Cy [®] 3	10 µg	MIR7904	¥28,000	¥22,400
Label IT [®] Tracker™ Cy [®] 5 Kit	1 Kit	MIR7021	¥40,000	¥32,000
Label IT [®] siRNA Tracker™ Cy [®] 3 Kit without Transfection Reagent	50 µg用	MIR7212	¥66,000	¥52,800

● 新製品Label IT[®] MFP488の光退色抵抗性データは、製品ページのApplicationをチェック!★ キャンペーンの詳細は... [タカラバイオ Label IT キャンペーン](#)

検索

細胞へのヒトウイルスの混入をリアルタイムRT-PCRで検出!



【 Virus Test Kit (HIV, HTLV, HCV, HBV, ParvoB19) Ver.2 】 製品コード RR273A

【 Virus Test Kit (EBV, CMV, WNV) Ver.2 】 製品コード RR274A

お知らせ

タカラバイオでは、インターカレーター法のリアルタイムPCR (qPCR) 試薬の製品名を2017年10月下旬より順次、「TB Green™シリーズ」に名称変更いたします。製品コードや試薬の性能に変更はありません。これまで通りご使用ください。詳しくは弊社ウェブサイトの「お知らせ」をご覧ください。

セミナー・ワークショップ情報

★ お申込み・セミナー詳細は...

タカラバイオ TGCA

検索

セミナー名	日程	会場	セミナー内容
ポイントがわかる! 遺伝子導入実験	10月13日(金) 11月10日(金)	福岡 岡山	DNAトランスフェクション試薬を用いた遺伝子導入について、原理、操作方法から導入効率の確認まで解説します。また、広範な細胞や動物個体に対して導入効率の高いレンチウイルスベクターやアデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター製品についても、実験環境整備からウイルスベクター作製、感染実験例までご紹介いたします。
iPS細胞ワークショップ1 ~フィーダーフリー・シングルセル継代 によるヒトiPS細胞培養~	10月19日(木) 11月16日(木)	神奈川	Cellartis DEF-CS 500 Culture Systemを用いたiPS細胞のフィーダーフリー培養についてご説明後、実際の作業を間近でご覧いただけます。培地の調製からSTEM-CELLBANKERを用いた凍結保存まで、iPS細胞の培養に必要な基本作業を全て行い、操作のコツなどをお伝えします。
次世代シーケンスで開く新たな世界 ~SMARTer NGS プレミアム TGCAセミナー ~	10月26日(木)	東京	本プレミアムセミナーは、“微量サンプルからのNGS解析”をキーワードにしたタカラバイオのRNA-Seq/DNA-Seq解析用試薬を実際にご使用いただいている先生方に、成功事例などを含めてご講演いただきます。NGS解析をこれから行う予定の方、既に行っている方にも参考になる情報が満載です。セミナー終了後には、情報交換会を予定しています。

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
 ・本パンフレットに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
 ・本パンフレット記載の価格は2017年10月2日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2017年9月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店