

【vol.69の主な内容】

キャンペーン

Try and Buy キャンペーン 試して良ければお得に購入！

新製品

DNAライブラリー調製キット ThruPLEX® HV PLUS シリーズ  
AAVベクター精製キット AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)

耳より

あなたのラボだけに技術ウェビナーを開催します！

★ 試して良ければお得に購入 ★

## Try and Buy キャンペーン

無料サンプルとディスカウントクーポンをセットにした「Try and Buyキャンペーン」を実施いたします。ご自身の実験で使えるかどうかチェックしてから、お得な価格でご購入いただけるキャンペーンです。ぜひご応募ください！！



### ◆ キャンペーン内容

- ① ご希望の製品の**無料サンプル**をご提供（1研究室につき各製品1個までとさせていただきます）
- ② 無料サンプルをお申込みの方に、同じ製品（容量違い）の**30%OFFディスカウントクーポン**（※）をプレゼント

※ディスカウントクーポンのご提供は5月以降になります。

◆ 応募期間：2021年4月1日（木）～4月30日（金）

◆ クーポンご利用期間：2021年5月6日（木）～5月31日（月）

### ◆ 応募条件

- ・ 対象製品を初めてお使いになる方
- ・ サンプルのお届け後、3週間以内にお試しいただける方
- ・ 日本国内在住の方



### ◆ 対象製品

対象製品の詳細は2ページをご覧ください。

カテゴリー	製品名	製品の特長
PCR	MightyAmp™ DNA Polymerase Ver.3	ダイレクトPCRも可能、阻害物質に強いPCR酵素
リアルタイムPCR	TB Green® Fast qPCR Mix	改良型酵素の採用でさらなる高速qPCR反応が可能
核酸抽出精製	RNAiso Plus	培養細胞、動植物組織から効率よくtotal RNAを抽出
	NucleoSpin® DNA Yeast	酵母、真菌類からDNAを簡単に精製
タンパク質精製	Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	5分で精製完了、室温操作OK！ Hisタグ融合タンパク質精製キット
	HisTALON™ Gravity Columns	実績抜群！ 自然落下式のHisタグ融合タンパク質IMA精製用カラム

★ キャンペーンの詳細やご応募は…

タカラバイオ Try and Buyキャンペーン

検索

★ Try and Buy キャンペーン ★ 対象製品情報

■ ダイレクトPCR対応型酵素

製品名	Try and Buy	容量	製品コード	通常価格	クーポン価格
MightyAmp™ DNA Polymerase Ver.3	サンプル品	50 U	R076A	¥35,000	¥24,500
	クーポン品	250 U			

特長

- ・ 各種PCR阻害物質に対する抵抗性を強化
- ・ 試料を直接添加するダイレクトPCRの性能も向上

おススメポイント

- ・ 血液、生体組織、食品、土壌などからの粗抽出液、ダイレクトPCRに有効です。
- ・ 非特異的な増幅が生じる場合、添付の添加剤を追加することで抑制可能です。



■ 2ステップリアルタイムPCR試薬【インターカレーター法】

※ 50 µl反応系での回数です。

製品名	Try and Buy	容量	製品コード	通常価格	クーポン価格
TB Green® Fast qPCR Mix	サンプル品	40回 ※	RR430A	¥44,000	¥30,800
	クーポン品	200回 ※			

特長

- ・ 伸長10秒設定の高速サイクリングで反応時間を短縮
- ・ 改良型酵素と新反応組成の採用で、特異性もアップ

おススメポイント

- ・ さらなる高速反応を実現。伸長時間10秒設定での反応が可能です。



■ 組織、培養細胞からのRNA抽出試薬【AGPC法】


製品名	Try and Buy	容量	製品コード	通常価格	クーポン価格
RNAiso Plus	サンプル品	25 ml	9108	¥20,000	¥14,000
	クーポン品	100 ml			

特長

- ・ 培養細胞、動植物組織から効率よくtotal RNAを抽出
- ・ 実績あるAGPC法による抽出試薬

おススメポイント

- ・ サンプル量が多い場合やtotal RNAを大量に回収したい場合に特におすすめ！



■ 酵母、真菌からのDNA精製キット

製品名	Try and Buy	容量	製品コード	通常価格	クーポン価格
NucleoSpin® DNA Yeast	サンプル品	10回	740236.50	¥27,000	¥18,900
	クーポン品	50回			

特長

- ・ 最大100 mgの酵母からDNAを高収量で精製
- ・ 酵母サンプルの破碎に最適なMN Bead Tubes Type Cを同梱

おススメポイント

- ・ ビーズによる機械的な破碎により、最短35分で高品質DNA精製が可能です。



■ わずか5分でHisタグ融合タンパク質を精製

製品名	Try and Buy	容量	製品コード	通常価格	クーポン価格
Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	サンプル品	2回	635710	¥34,000	¥23,800
	クーポン品	20回			

特長

- ・ 革新的な膜テクノロジーにより**5分**で精製完了
- ・ 変性剤や添加剤の存在下、様々なバッファー等の幅広い条件下でも優れた性能を発揮

おススメポイント

- ・ 操作時間が短だけでなく、室温で使用できるので取り扱いが簡単です。  
**簡便性重視**の方はこちら！



■ 自然落下式Hisタグ融合タンパク質IMA(固定化金属アフィニティクロマトグラフィー) 精製用カラム

製品名	Try and Buy	容量	製品コード	通常価格	クーポン価格
HisTALON™ Gravity Columns	サンプル品	1 ml	635655	¥18,000	¥12,600
	クーポン品	1 ml × 5			

特長

- ・ 多数の使用実績
- ・ 特異性の高い**コバルトレジ**ンを使用
- ・ 高純度かつ高収量な精製が可能

おススメポイント

- ・ 自然落下式カラムで、効率的に目的タンパク質を精製可能です。  
**純度/収量重視**の方はこちら！




★ 新製品 ★ DNAライブラリー調製キット

FFPE由来DNA、cfDNAに最適！ DNA-Seqをより簡単に、より高感度に！

ThruPLEX® HV PLUS シリーズ **NEW**



- ✓ 断片化酵素入りの“完璧”なDNA-Seq用ライブラリー調製キット
- ✓ Input液量が30 µlまでOKなので、濃縮操作を回避。FFPE由来DNAやcfDNAに最適
- ✓ インット量やGC含量によらず再現性が高く、均一なカバレッジ
- ✓ 1チューブ、3ステップ、ハンズオンタイム15分の超簡単プロトコール



製品名	概要	容量	製品コード	価格
ThruPLEX® DNA-Seq HV PLUS Kit	操作が簡単で価格も安い	24回	R400782	¥111,000
		96回	R400783	¥390,000
ThruPLEX® Tag-Seq HV PLUS Kit	分子バーコード入りなので、低頻度変異の検出に最適	24回	R400784	¥156,000
		96回	R400785	¥546,000

★ 新製品 ★ AAVベクター精製キット

アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター産生細胞と培養上清の両方から同時にAAVベクターを精製

AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes) **NEW**



- ✓ AAVベクター産生細胞と培養上清の両方から同時にAAVベクターの精製が可能
- ✓ さまざまな血清型(セロタイプ)のAAVベクターに適用
- ✓ 高精製度、高回収率
- ✓ 独自のAAVベクター抽出法により、凍結融解法や超音波破碎法のような面倒な操作は不要
- ✓ 超遠心分離などの煩雑な工程は不要
- ✓ AAVベクター精製に必要なすべてのバッファーが付属

■ AAVベクター精製の概略



製品名	容量	製品コード	価格
AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes) ※	4回	6676	¥159,000
AAVpro® Cell & Sup. Extraction/Concentration Pack Maxi (All Serotypes)	1 Kit	6677	¥95,000
AAVpro® Purification Pack Maxi (All Serotypes)	4回	6678	¥85,000

※AAVpro Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)(製品コード 6676)は、AAVpro Cell & Sup. Extraction/Concentration Pack Maxi (All Serotypes)(製品コード 6677)とAAVpro Purification Pack Maxi (All Serotypes)(製品コード 6678)で構成されています。

お申込み期間

4月23日(金)まで

タカラバイオが、あなたのラボだけに

# 技術ウェビナー

を開催いたします！

ラボメンバーで参加するから質問は気軽に、相談はじっくりとお話しいただけます！

■ お申込み方法： 弊社ウェブサイトの専用フォームからお申込みください。

■ ウェビナーの開催条件および注意事項

- ・参加費は全て無料
- ・お申込みは、1ラボにつき1テーマのみ
- ・5名様以上のご参加(見込み)
- ・開催時期は、2021年4月1日～7月末まで
- ・ウェビナーで使用するウェブ会議システムは「GoToWebinar」、「Teams」、「Webex」からお選びください。  
※その他のシステムをご希望の場合はご相談ください。
- ・1テーマにつき、最大10ラボまで

ウェビナー終了後には  
個別のご相談も  
お受けいたします！

No.	ウェビナーテーマ	ウェビナー時間
1	リアルタイムPCRの基礎 ~発現解析のコツ~	50分
2	細胞培養技術の基礎	90分
3	はじめてのゲノム編集	50分
4	ポイントがわかる！ 遺伝子導入実験【基礎編】	50分
5	ポイントがわかる！ 遺伝子導入実験【ウイルス編】	50分
6	ポイントがわかる！ 遺伝子導入実験【AAVベクター編】	50分
7	PCRを利用した遺伝子クローニング	50分
8	遺伝子の機能解析をこれから始める方へ	50分
9	クローニングから発現・精製まで タンパク質実験をサポートするツールのご紹介	50分
10	微量NGS解析が可能なライブラリー調製キット & 受託サービス	50分

★ ウェビナーの詳細・お申込みはこちらから ...

タカラバイオ ラボウェビナー

検索

・イルミナ社とは、Illumina, Inc. (本社：米国カリフォルニア州サンディエゴ)の日本法人であるイルミナ株式会社(本社：東京都港区)をいいます。  
 ・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。  
 ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。  
 ・本パンフレット記載の価格は2021年4月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2021年3月作成G

## タカラバイオ株式会社

首都圏支店・東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553  
 関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969  
 テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店