

種ウイルスの送付に関するお願い

I 送付

ウイルス量： 1×10^9 pfu/ml 以上のウイルス液が、計 300 μ l 以上必要です。

包装： 必ず、シールチューブをご利用ください。
密閉容器に入れ、十分なドライアイスにうずめてお送りください。

送付先：

〒520-2193 滋賀県大津市瀬田 3-4-1 タカラバイオ株式会社 CDM センター TEL 077-543-7229
--

送付日： ご送付いただく際には、送付日をメール
(custom-exp@takara-bio.co.jp) にて、あらかじめお知らせ下さい。
なお、勝手ながら、土日・祭日はお休みをいただいております。あし
からず、ご了承ください。

ウイルス情報： ウイルスをお送りいただく際には、別紙の情報を合わせてご連絡ください。これは、
精製ウイルスを調製するにあたりスムーズに作業をさせていただくために必要な情
報です。ウイルス情報書式にご記入ください。

情報提供文書送付のお願い： 試料送付前に情報提供文書を弊社宛て提出いただきます。情報提供用紙
に必要事項を記載いただき電子メールあるいは FAX にて弊社担当窓口へ送付してく
ださい。弊社担当窓口はメニューによって異なっております。情報提供文書および試
料送付先は別途担当者よりご案内いたします。情報提供用紙受領後、折り返し受入れ
のご連絡を差し上げます（病原性・感染性のある生物は、受入れできません）。

梱包の方法：

- ・チューブやシャーレにサンプル内容を明記してください。
- ・チューブやシャーレを密閉し、パラフィルムなどでシールしてください。
- ・チューブやシャーレが運搬の際の衝撃によって破損しないように緩衝材等で覆っ
て下さい。
- ・チューブやシャーレが割れても内容物がもれないよう、チャックつきの袋などに
二重に入れてください。（ドライアイス使用の際は袋が破損する場合がありますの
で、プラスチック容器等をご使用下さい。）
- ・内容物（ドライアイス等を含む）がしっかりと固定されるように隙間なく緩衝材
等で梱包してください。
- ・最も外側の容器には「割れ物・取り扱い注意」と表示してください。
- ・所定の依頼書を添付してください

詳しくは http://catalog.takara-bio.co.jp/jutaku/basic_info.php?unitid=U100003845 をご参照 くだ
さい。

ウイルス情報 書式記入項目について

- ① ウイルス名
- ② 送付ウイルス量
- ③ ウイルスベクター名 および メーカー名
- ④ ウイルスの状態 未精製・精製、いずれかに○をつけてください。
- ⑤ 送付ウイルス力価
- ⑥ ⑤の測定方法 力価の測定方法についてお知らせください。文献等ご紹介いただけると助かります。当サービスでは、50%Tissue Culture Infectious Dose (TCID₅₀) 測定法で測定しています。同じ方法である場合は、「同じ」とご記入ください。
- ⑦ ⑤の RCA チェックの方法
RCA の測定方法についてお知らせください。文献等ご紹介いただけると助かります。弊社では、HeLa 細胞抽出ゲノムを用いて、PCR 法にて RCA をチェックしております。同じ方法である場合は、「同じ」とご記入ください。