

Mupid®

電気泳動装置 ミューピッド
総合カタログ



Mupid[®] 電気泳動装置

Mupid-2plus



サブマリン型のスタンダードモデルとして圧倒的な実績と信頼性を誇るMupid-2の性能を継承し、使いやすさと安全面がさらに向上。



税抜価格

¥40,760

- Mupidスタンダードモデルの後継機
- 洗練された機能的デザイン

Mupid-exU



タイマー機能、マルチピペット対応、UV透過泳動槽という特徴をもつMupid-exに3種類の出力電圧を追加し(計7種類)電源の動作安定性を向上させた多機能モデル。



税抜価格

¥56,950

- マルチピペット&多検体対応
- UV透過泳動槽
- タイマー内蔵
- 出力電圧バリエーション7種類

Mupid-One



タイマー機能、マルチピペット対応、7種出力電圧切換などexUの主な機能を有し、さらに耐熱ゲルメーカーセットを標準で付属し、かつCEマーキングに準拠したMupidの最上位機種。



税抜価格

¥62,000

- ヨーロッパ電気安全規格CEに準拠
- 耐熱ゲルメーカーセット標準付属
- 泳動槽に難燃性プラスチックを採用
- タイマー、マルチピペット対応など

Mupid-2X

下取買換専用

Mupid-2plusと同じ性能の下取買換専用機種。当社製品の泳動槽と交換で特別価格でお買換えいただけます。ゲルメーカーセットは含まれておりません。



税抜価格

下取買換特別価格
¥25,520

下取対象

Mupid-2 i-Mupid-j
Mupid-21 その他
Mupid-a

マーク一覧

タイマー機能。Mupid-exU/Mupid-Oneでは1~99分までの設定、連続通電の設定も可能。

マルチチャンネルピペット対応。多検体泳動を手早く行うのに適している。

電源を分離でき、泳動槽が丸洗いできる。

紫外光透過性の泳動槽。中波長(300~320nm)の紫外光でバンドを泳動槽ごと観察するのに適している。(先染の場合)


泳動槽のカバーを外すと自動的に通電が切断される安全機構付。

入力電圧がAC100~240Vとなっており、海外でも使用可能。(各国に対応した電源コードが別途必要です。)


耐熱ゲルメーカーセットが付属しています。沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレイに注入することができ、ゲル作成時間の短縮につながります。

コーム25 ※オプション

- 17検体(標準コーム)を、25検体に増やせます。
- マルチピペット対応ゲル。分取用としても利用できます。



上側 12ウェル(マルチピペット対応)・分取用・分取用
 下側 25ウェル・12ウェル・12ウェル(ウェル幅2.5mm)
 外寸 W×L×H: 240mm×10mm×42mm



製品仕様

	Mupid-2plus Mupid-2X	Mupid-exU	Mupid-One
出力電圧	DC50V,100V	DC135V,100V,50V,25V,35V,18V	
入力電圧	AC100~110V	AC100~240V、AC50/60Hz	
タイマー設定	-	0~99分の設定及び連続通電可能(一時停止可能)	
安全スイッチ	マイクロスイッチ (蓋がない時電圧出力停止)	マイクロスイッチ (蓋がない時電圧出力停止)	
メモリー機能	-	前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶	
緩衝液容量	約250~280ml	約300~350ml	
多検体対応	-	MAX96検体 13ウェル使用時:9mmピッチ 26ウェル使用時:4.5mmピッチ	
外形寸法 (電源・槽合体時)	187(W)×140(D)×57(H)mm	260(W)×170(D)×62(H)mm	259(W)×169(D)×64(H) mm
重量 (電源・槽合体時)	450g	750g	838g

アクセサリ

名称	ゲルメーカーセット-L (型番:GM-L)	ゲルメーカーセット-HR (型番:GM-HR)	Mupid-exUゲルメーカーセット (型番:X-MS)	ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR (型番:AC-MS)
外観形状		オプション 耐熱		耐熱
セット内容 (数量)	コーム-L(2) ゲルメーカースタンド-L(1) ゲルトレイ-L(2) ゲルトレイ-S(4)	コーム-L-HR(2) ゲルメーカースタンド-HR(1) ゲルトレイL-HR(2) ゲルトレイS-HR(4)	Mupid-exUスタンダードコーム(4) Mupid-exUゲルメーカースタンド(1) Mupid-exUゲルトレイL(1) Mupid-exUゲルトレイS(2)	EXU/ONEコーム-HR(4) EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1) EXU/ONEゲルトレイL-HR(1) EXU/ONEゲルトレイS-HR(2)
ウェル数 (各ウェル幅)	上6・6・12(各6mm) 下8・8・17(各4mm)	上6・6・12(各6mm) 下8・8・17(各4mm)	上13(各6mm) 下26(各2mm)	上13(各6mm) 下26(各2mm)
ゲルサイズ トレイ外寸	大110×60 mm 小 55×60 mm	大110×60 mm 小 55×60 mm	大130×122 mm 小130× 60 mm	大130×122 mm 小130× 60 mm

オプション オプション以外のアクセサリは標準装備になります。

アクセサリ対応表

	Mupid-2plus	Mupid-2X	Mupid-exU	Mupid-One
ゲルメーカーセット-L (型番:GM-L)		○		○
ゲルメーカーセット-HR (型番:GM-HR)		○		○
Mupid-exUゲルメーカーセット (型番:X-MS)		×		○
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR (型番:AC-MS)		×		○

対応表の見方 ○:泳動槽にセットできます。 ×:泳動槽にセットできません。

価格表

※価格は全て税抜価格です。

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-2plus ¥40,760 M-2P

セット内容：Mupid-2plusパワーサプライ(1)
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)
Mupid-2plus泳動槽(1)
ゲルメーカーセット-L(1)



Mupid-exU ¥56,950 EXU-1

セット内容：Mupid-exUパワーサプライ(1)
Mupid-exU泳動槽カバー(1)
Mupid-exU泳動槽(1)
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)
電源コード(1)



単品

Mupid-2plusパワーサプライ(1)	¥ 18,570	MP-2P
Mupid-2plus泳動槽/蓋付(1)	¥ 21,900	CE-2P
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)	¥ 3,810	C-2P
ゲルメーカーセット-L(1)	¥ 8,380	GM-L
ゲルトレイ-L(2)	¥ 2,660	GT-L
ゲルトレイ-S(4)	¥ 3,140	GT-S
コーム-L(2)	¥ 4,000	C-L
コーム-25(2)	¥ 5,140	C-25
ゲルメーカースタンド-L(1)	¥ 5,040	GS-L
ゲルメーカーセット-HR(1)	¥ 12,570	GM-HR
ゲルトレイ-L-HR(2)	¥ 4,280	GT-LH
ゲルトレイ-S-HR(4)	¥ 4,760	GT-SH
コーム-L-HR(2)	¥ 4,760	C-LH
ゲルメーカースタンド-HR(1)	¥ 5,710	GS-LH

単品

Mupid-exUパワーサプライ(1)	¥ 42,850	EXU-P
Mupid-exU泳動槽/蓋付(1)	¥ 17,140	X-A
Mupid-exU蓋(1)	¥ 3,810	EXU-B
電源コード(1)	¥ 1,000	MCD3
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)	¥ 5,900	X-MS
Mupid-exU用ゲルトレイ大(2)	¥ 1,900	X-GL
Mupid-exU用ゲルトレイ小(4)	¥ 1,900	X-GS
Mupid-exU用ゲルメーカースタンド(1)	¥ 2,470	X-SD
Mupid-exU用スタンダードコーム(2)	¥ 1,330	X-C1

※価格は全て税抜価格です。

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-2X ¥25,520 M-2X

セット内容：Mupid-2Xパワーサプライ(1)
Mupid-2X泳動槽カバー(1)
Mupid-2X泳動槽(1)



※Mupid-2Xは下取り品が必要です。
※Mupid-2Xには、ゲルメーカーセットが含まれません。

Mupid-One ¥62,000 O1-01

セット内容：Mupid-Oneパワーサプライ(1)
Mupid-One蓋(1)
Mupid-One泳動槽(1)
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)
電源コード(1)



単品

Mupid-Oneパワーサプライ(1)	¥ 42,850	O1-P
Mupid-One泳動槽/蓋付(1)	¥ 18,000	O1-CE
Mupid-One蓋(1)	¥ 3,810	O1-B
電源コード(1)	¥ 1,000	MCD3
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)	¥ 10,470	AC-MS
EXU/ONEゲルトレイ-L-HR(2)	¥ 4,280	AC-GL
EXU/ONEゲルトレイ-S-HR(4)	¥ 4,760	AC-GS
EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)	¥ 4,570	AC-SD
EXU/ONEコーム-HR(2)	¥ 3,230	AC-C1

※注 UVトランスイルミネーターご使用時には、安全のためUVカットフェイスシールドを必ず着用してください。
○商品は、改良等のため予告なく変更する場合があります。○「Mupid」は株式会社アドバンスの登録商標です。



安全に関するご注意

商品を安全にお使い頂くため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

総販売元

株式会社 **ミュールピッド**

〒103-0004 東京都中央区東日本橋一丁目4番6号

東日本橋一丁目ビル8F

電話：03-5839-2533 FAX：03-3862-1285

製造元

株式会社 **アドバンス**

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店