

# 核酸抽出精製関連製品

**30~40%OFF**

## ディスカウントキャンペーン

期間: 2017年8月1日(火)~9月29日(金) ご注文分まで



MACHEREY-NAGEL

本キャンペーンの対象製品はマッハライ・ナーゲル社の製品です。



高純度プラスミドDNA精製

### NucleoBond® Xtra Midi / Maxi (Plus), NucleoBond® Xtra Midi / Maxi (Plus) EF

- NB Xtraカラムで高流速、高収量  
→ 目詰まりなし! 早い流速!!  
→ Midi で~500 µg、Maxiで~1,000 µg
- LyseControlによる混合、中和の確認が可能
- 陰イオン交換カラムなので高純度  
→ トランスフェクションに最適なプラスミドを精製

#### EF

- ・特殊な操作は不要、専用Bufferで**エンドキシンレベル 0.05 EU/µg DNA未滿**を実現
- ・初代培養細胞、幹細胞等への遺伝子導入などに最適です。

#### Plus

- ・溶出後のプラスミドの回収が**わずか5分**で完了!
- ・遠心操作によるイソプロパノール沈殿は不要です。

**30%OFF**

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoBond® Xtra Midi	収量: ~500 µg 時間: 70分	10回	740410.10	¥13,700	<b>¥9,590</b>
		50回	740410.50	¥63,000	<b>¥44,100</b>
		100回	740410.100	¥110,000	<b>¥77,000</b>
NucleoBond® Xtra Midi Plus (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~500 µg 時間: <b>30分</b>	10回	740412.10	¥16,800	<b>¥11,760</b>
		50回	740412.50	¥78,800	<b>¥55,160</b>
NucleoBond® Xtra Maxi	収量: ~1,000 µg 時間: 75分	10回	740414.10	¥30,000	<b>¥21,000</b>
		50回	740414.50	¥139,000	<b>¥97,300</b>
		100回	740414.100	¥270,000	<b>¥189,000</b>
NucleoBond® Xtra Maxi Plus (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~1,000 µg 時間: <b>35分</b>	10回	740416.10	¥36,400	<b>¥25,480</b>
		50回	740416.50	¥171,000	<b>¥119,700</b>
NucleoBond® Xtra Midi EF	収量: ~500 µg 時間: 85分	10回	740420.10	¥21,900	<b>¥15,330</b>
		50回	740420.50	¥97,000	<b>¥67,900</b>
NucleoBond® Xtra Midi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~500 µg 時間: <b>45分</b>	10回	740422.10	¥27,600	<b>¥19,320</b>
		50回	740422.50	¥121,800	<b>¥85,260</b>
NucleoBond® Xtra Maxi EF	収量: ~1,000 µg 時間: 90分	10回	740424.10	¥43,500	<b>¥30,450</b>
		50回	740424.50	¥212,000	<b>¥148,400</b>
NucleoBond® Xtra Maxi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~1,000 µg 時間: <b>50分</b>	10回	740426.10	¥56,700	<b>¥39,690</b>
		50回	740426.50	¥259,000	<b>¥181,300</b>

### NucleoBond® Xtra BAC

**30%OFF**

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoBond® Xtra BAC	陰イオン交換カラムを用いた、BACやCosmidなどの高分子ベクター調製用キット	10回	740436.10	¥39,900	<b>¥27,930</b>
		25回	740436.25	¥83,000	<b>¥58,100</b>

表示価格はすべて税別です。

## ☀️ プラスミドミニプレップ

シーケンスグレードのプラスミドDNA精製に

### NucleoSpin® Plasmid EasyPure

- 最大30 µgの収量、14分で6サンプルを処理可能  
→ 独自の処理を行ったシリカメンブレンにより、洗浄と乾燥を同時に実施！
- RNase溶液添付、LyseControlによるpHの可視化など操作性も一段とアップ



迅速性で人気のNucleoSpin® Plasmid QuickPureも40% OFFです。

40%OFF

製品名	摘要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Plasmid EasyPure	簡便、迅速、高収量の3拍子揃ったプラスミド精製	50回	740727.50	¥10,500	¥6,300
		250回	740727.250	¥36,700	¥22,020
NucleoSpin® Plasmid QuickPure	精製時間はわずか11分、高速のミニプレップキット	50回	740615.50	¥10,500	¥6,300
		250回	740615.250	¥36,700	¥22,020

## ☀️ DNAクリーンアップ

### NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up

2 in 1 キット！

- PCR反応液からの精製、ゲル回収の両方に使用可能！
- pH indicatorによる安心操作
- 短鎖(> 50 bp)も高効率で回収
- 高濃度での調製が可能 → 最小15 µlで溶出



40%OFF

製品名	摘要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up	PCR反応液からも、アガロースゲルからもわずか10分で精製可能！	50回	740609.50	¥12,500	¥7,500
		250回	740609.250	¥45,000	¥27,000


## ☀️ ゲノムDNA調製

### NucleoSpin® Tissue

- 動物組織、細胞、細菌、酵母、血液痕など多様な試料に対応できる汎用ゲノムDNA精製キット
- さまざまなサンプルに対応した**16種類以上のプロトコル**を用意

### NucleoSpin® Tissue XS

- 生検試料、FACSソート細胞などの微量サンプルからのゲノムDNA精製に
- XSカラムにより**わずか5 µl**で溶出可能



ファンネル型のリングを採用することで径の小さいシリカメンブレンを保持。高濃度溶出を実現！

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Tissue	動物組織、細胞、酵母、血液痕などからゲノムDNA調製が可能	50回	740952.50	¥23,000	¥16,100
		250回	740952.250	¥103,000	¥72,100
NucleoSpin® Tissue XS	XSスピニングカラムで微量サンプルに対応	50回	740901.50	¥30,000	¥21,000
		250回	740901.250	¥135,000	¥94,500

表示価格はすべて税別です。

## RNA調製

### NucleoSpin® RNA

動物組織、細胞、細菌、酵母などからの調製に！  
溶解液の清浄化FilterからrDNaseまでtotal RNA  
精製に必要な試薬をすべて含んだキット


- NucleoSpin® Filterを同梱  
→ 溶解液の清浄化と粘性低減  
→ ゲノムDNAの混入を低減
- rDNaseを添付  
→ 脱塩処理用バッファーとDNase反応  
用バッファーでカラム上でのDNase  
処理を最適化
- 精製RNAはそのままRT-PCRに使用可能



### NucleoSpin® RNA XS

微量サンプル解析の理想的なソリューション！

- Single cellやわずか0.1 mgの組織切片からでもRNA精製が可能
- 5 µlで溶出できるため、高濃度のRNA調製が可能



ファンネル型のリングを採用することで径の小さいシリカメンブレンを保持。高濃度溶出を実現！

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA	スピнкаラムタイプのtotal RNA抽出キット	50回	740955.50	¥33,500	¥23,450
		250回	740955.250	¥143,500	¥100,450
NucleoSpin® RNA XS	微量サンプル対応のtotal RNA抽出キット	10回	740902.10	¥11,900	¥8,330
		50回	740902.50	¥48,500	¥33,950
		250回	740902.250	¥220,000	¥154,000

### NucleoSpin® RNA Plus

専用カラムで混入gDNAを除去！新世代RNA精製キット

- NucleoSpin gDNA Removal ColumnによるgDNAの除去  
→ 溶解液の清浄化と粘性低減、ゲノムDNAの除去を1 stepで
- 20分でtotal RNAの精製が可能  
→ 酵素処理が不要なので、わずか20分間でgDNA除去済みRNA溶液の精製が可能
- 精製RNAはそのままRT-PCRに使用可能



30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Plus	gDNA除去カラムを利用した高速total RNA精製キット	50回	740984.50	¥36,500	¥25,550
		250回	740984.250	¥160,000	¥112,000

## RNA精製

### NucleoSpin® RNA Clean-up, NucleoSpin® RNA Clean-up XS

- RT-PCR阻害物質の除去をわずか20分で！
- XSタイプなら5 µlで溶出が可能

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Clean-up	抽出RNAや酵素反応後のRNAの精製に推奨	50回	740948.50	¥28,500	¥19,950
		250回	740948.250	¥124,000	¥86,800
NucleoSpin® RNA Clean-up XS	XSスピнкаラムで微量サンプルに対応	50回	740903.50	¥37,000	¥25,900
		250回	740903.250	¥165,000	¥115,500

表示価格はすべて税別です。

 動物組織、培養細胞からのゲノムDNA調製

**NucleoSpin® DNA RapidLyse**

- 細胞・動物組織から簡単にゲノムDNAを迅速抽出精製
- 強力な溶解バッファーで時間のかかる溶解ステップを**1時間以内**に完了

**30%OFF**

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® DNA RapidLyse	動物組織、細胞からゲノム 簡単にDNA調製	50回	740100.50	¥18,000	<b>¥12,600</b>
		250回	740100.250	¥80,000	<b>¥56,000</b>

 溶けにくい、壊れにくい難溶性試料からのゲノムDNA調製

**NucleoSpin® DNA Stool**

**NucleoSpin® Microbial DNA**

**NucleoSpin® Soil**

**NucleoSpin® DNA Insect**

**NucleoSpin® DNA Lipid Tissue**

- 破碎用の**Bead Tube**同梱、難溶性試料を機械的に破碎可能

製品名	NS DNA Stool	NS Microbial DNA	NS Soil	NS DNA Insect	NS DNA Lipid Tissue
対象サンプル	ヒト、動物の糞便	バクテリア、酵母	土壌、堆積物	昆虫、甲殻類	脳、脂肪組織
Bead Tube	Type A (ceramic beads)	Type B (glass beads)	Type A (ceramic beads)	Type D (steel beads)	Type D (steel beads)
精製時間	60分	35分	90分	35分	35分

**30%OFF**

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® DNA Stool	糞便などからゲノムDNA 調製	50回	740472.50	¥40,000	<b>¥28,000</b>
NucleoSpin® Microbial DNA	広範囲の微生物からDNA を精製	50回	740235.50	¥26,000	<b>¥18,200</b>
NucleoSpin® Soil	土壌、汚泥、堆積物からの DNA抽出に推奨	50回	740780.50	¥43,000	<b>¥30,100</b>
		250回	740780.250	¥178,500	<b>¥124,950</b>
NucleoSpin® DNA Insect	昆虫、甲殻類からDNAを 精製	50回	740470.50	¥30,000	<b>¥21,000</b>
NucleoSpin® DNA Lipid Tissue	脂質を多く含む試料から DNAを精製	50回	740471.50	¥27,500	<b>¥19,250</b>

表示価格はすべて税別です。

- ・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・本パンフレットに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
- ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
- ・本パンフレット記載の価格は2017年8月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

**核酸抽出・精製用製品 30~40%OFFディスカウントキャンペーン** 期間: 2017年8月1日~9月29日ご注文分まで

2017年7月作成N

**タカラバイオ株式会社**

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店