

pKF18k-2 DNA(製品コード 3101)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
<i>lacZ</i>	1...309	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	18...74	人工合成核酸	—
Kanr /am2 (Kanamycin resistance gene)	310...1125	<i>Escherichia coli</i>	1
Ori (pUC origin)	1450...2038	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	2131...2161	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> operator	2169...2185	<i>Escherichia coli</i>	1