

pUC18 DNA (製品コード 3218)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
<i>lacZ</i>	146...469	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	399...455	人工合成核酸	—
<i>lac</i> operator	489...505	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	513...543	<i>Escherichia coli</i>	1
Ori (pUC origin)	867...1455	<i>Escherichia coli</i>	1
Ampr (Ampicillin resistance gene)	1626...2486	<i>Escherichia coli</i>	1