

T-Vector pMD19 (Simple) (製品コード 3271)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
<i>lacZ</i>	146...475	<i>Escherichia coli</i>	1
ベクター切断位置	432		
<i>lac</i> operator	495...511	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	519...549	<i>Escherichia coli</i>	1
Ori (pUC origin)	873...1461	<i>Escherichia coli</i>	1
Ampr (Ampicillin resistance gene)	1632...2492	<i>Escherichia coli</i>	1