

pHSG298 DNA (製品コード 3298)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
Kanr (Kanamycin resistance gene)	327...1142	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lacZ</i>	1143...1445	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	1381...1437	人工合成核酸	—
<i>lac</i> operator	1470...1486	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	1494...1524	<i>Escherichia coli</i>	1
Ori (pUC origin)	2032...2620	<i>Escherichia coli</i>	1