

## pHSG299 DNA (製品コード 3299)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
Kanr (Kanamycin resistance gene)	327...1142	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lacZ</i>	1143...1451	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	1378...1434	人工合成核酸	—
<i>lac</i> operator	1471...1487	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	1495...1525	<i>Escherichia coli</i>	1
Ori (pUC origin)	2032...2620	<i>Escherichia coli</i>	1