

pUC118 DNA (製品コード 3318)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
<i>lac</i> promoter	143...173	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> operator	181...197	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lacZ</i>	217...543	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	231...287	人工合成核酸	—
M13 IG (intergenic region)	520...975	M13 phage	1
Ampr (Ampicillin resistance gene)	1362...2222	<i>Escherichia coli</i>	1
Ori (pUC origin)	2393...2981	<i>Escherichia coli</i>	1