

pTV118N DNA (製品コード 3328)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
<i>lac</i> promoter	269...299	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> operator	307...323	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lacZ</i>	344...613	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	358...414	人工合成核酸	—
M13 IG (intergenic region)	829...1284	M13 phage	1
Ampr (Ampicillin resistance gene)	1489...2349	<i>Escherichia coli</i>	1
Ori (pUC origin)	2520...3108	<i>Escherichia coli</i>	1