

pHSG396 DNA (製品コード 3396)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
Cmr (chloramphenicol resistance gene)	193...852	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	1095...1125	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> operator	1133...1149	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lacZ</i>	1169...1411	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	1187...1255	人工合成核酸	—
Ori (pUC origin)	1597...2185	<i>Escherichia coli</i>	1