

pHSG398 DNA (製品コード 3398)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
Cmr (chloramphenicol resistance gene)	193...852	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> promoter	1096...1126	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lac</i> operator	1134...1150	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lacZ</i>	1170...1400	<i>Escherichia coli</i>	1
MCS (multi cloning site)	1184...1240	人工合成核酸	—
Ori (pUC origin)	1586...2174	<i>Escherichia coli</i>	1