

pPTR II DNA (製品コード 3622)

Vector Elements	Location	由来する生物種	実験分類 クラス
AMA1	7431...2618	<i>Aspergillus nidulans</i>	1
<i>ptrA</i>	3187...4228	<i>Aspergillus oryzae</i>	1
Ampr (Ampicillin resistance gene)	4968...5828	<i>Escherichia coli</i>	1
Coli ori	5976...6630	<i>Escherichia coli</i>	1
<i>lacZ</i>	6985...7311	<i>Escherichia coli</i>	1