

6X Loading Buffer

Code No. 9156 **Size:** **1 ml x 10**

* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

Description:

This product is Loading Buffer for agarose gel electrophoresis. It is the same composition as 6X Loading Buffer supplied with DNA Digested Markers (λ -Hind III digest, etc) and DNA Ladder Markers (100 bp DNA Ladder, etc).

Composition :

36%	Glycerol
30 mM	EDTA
0.05%	Bromophenol Blue
0.035%	Xylene Cyanol

Storage: Room temperature

Applications:

For agarose gel electrophoresis.

Instruction:

Add 1/5 volume of 6X Loading Buffer with DNA solution to apply on agarose gel electrophoresis. In case precipitates generated during the storage at room temperature, dissolve in warm bath before use.

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc.

If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at www.takara-bio.com.

Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements.

All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

6×Loading Buffer

Code No. 9156

容量： 1 ml × 10

※ 適切に保存し、受取り後 2 年を目途にご使用ください。

● 製品説明

本製品はアガロースゲル電気泳動用の Loading Buffer である。
本製品は DNA Digested Markers (λ -Hind III digest など)、DNA Ladder Markers (100 bp DNA Ladder など) に添付している 6 × Loading Buffer と同じ組成である。

● バッファー組成

36%	グリセロール
30 mM	EDTA
0.05%	Bromophenol Blue
0.035%	キシレンシアノール

● 保存 室温

● 用途

アガロースゲル電気泳動

● 使用法

DNA 溶液の 1/5 量の 6 × Loading Buffer を添加し、アガロースゲルにアプライしてください。また、室温での保存中に沈殿が生じた場合には、温浴で溶解してから使用してください。

● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201902Da