

2024年9月

お客様各位

タカラバイオ株式会社
営業部

弊社検便検査キットの仕様変更のお知らせ

平素は弊社製品に格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
この度、標記の通り、下記スケジュールにて仕様変更(容器の変更)を予定しておりますので、ご案内申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

■対象製品と仕様変更時期

変更時期は前後する可能性がありますのでご了承ください。

製品コード	製品名	変更時期(予定)
RR177A	TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出キット Ver.4	12月頃

■仕様変更内容

1.5 ml チューブの形状が以下の通り変更となります。

※チューブの素材、および各チューブに分注されている試薬の組成、容量に変更はございません。

チューブについて



カラーラベルについて

	変更前	変更後
キャップ部分	カラーシール	キャップインサート使用
チューブラベル	カラーライン付き	カラーラインなし

以上