

製品仕様変更のご案内

2022年12月
タカラバイオ株式会社
営業企画部

平素より弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。製品仕様の変更につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

■対象製品

製品コード	製品名
RC201A	ウシ白血病ウイルス検出キット
RC202A	ウシ白血病ウイルス検出キット(with ROX Reference Dye)

■変更時期

2022年12月7日(水)出荷分のロット製品より

製品コード	Lot
RC201A	AM31470D
RC202A	AME0754A

■変更点

キットに含まれるコンポーネント、Primer/Probe Mix および Positive Control DNA を改良いたしました。

※改良に伴い、コンポーネント名の一部を変更します。

製品コード	変更前の名称	変更後の名称
RC201A	Primer/Probe Mix (BLV)	Primer/Probe Mix 3 (BLV)
	Positive Control DNA	Positive Control DNA 2
RC202A	Primer/Probe Mix 2 (BLV)	Primer/Probe Mix 4 (BLV)
	Positive Control DNA	Positive Control DNA 2

■変更理由

本製品では、ウシ白血病ウイルスの *pol* 遺伝子領域をターゲットとしています。
今回の仕様変更では、*pol* 遺伝子領域において現在確認されている変異に対応するため、Primer/probe mix を改良しました。

■備考

反応組成および反応条件などのプロトコールに変更はございません。

■お問い合わせ先

タカラバイオ株式会社 テクニカルサポートライン
TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

以上