

Solution B

Code No. 9820

容量： 100 回

● 製品説明

本製品は、様々なウイルスと細菌の複合感染によって引き起こされる牛呼吸器病症候群 (Bovine Respiratory Disease Complex: BRDC) に関する検出系において、牛鼻腔スワブ懸濁液等から細菌の核酸を簡易抽出するための試薬である。

本製品は以下の製品と組み合わせて使用する。

- ・ BRDC AMR Gene Direct Detection qPCR Kit (製品コード RC240A)
- ・ BRDC Bacteria Direct Detection qPCR Kit (製品コード RC241A)

※ 本製品には、農林水産省委託研究事業「安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業」のうち課題解決型プロジェクト研究「環境への抗菌剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目指したワンヘルス推進プロジェクト」における国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門との共同研究の成果が活用されています。

● 内容

● Solution B 400 μ l

● 保存 - 20°C

● 使用方法

使用方法は、以下の製品の取扱説明書に従ってください。

- ・ BRDC AMR Gene Direct Detection qPCR Kit (製品コード RC240A)
- ・ BRDC Bacteria Direct Detection qPCR Kit (製品コード RC241A)

● 注意

本製品が皮膚に接触するとただれ等を起こすことがあります。取扱時は手袋および防護眼鏡を着用し、万が一、手や粘膜についた場合はただちに大量の水で洗い流し、異常が残る場合は医師の指示に従ってください。目に入った時は、こすらずただちに流水で 15 分以上洗い流し、必ず眼科医を受診してください。

● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202408Da

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999
Fax 077-565-6995