

ColE1 DNA (6646 bp) の制限酵素切断地図

数字は、*EcoR* の認識部位の中央を0として、その位置から制限酵素の最初の認識塩基までの数を表した。円の内側にはColE1を1カ所切断する制限酵素を列挙した。外側には2カ所と3カ所切断する酵素を列挙し、() 内にはその制限酵素の切断数を示した。

参考文献

1) Chan, P. T., Ohmori, H., Tomizawa, J. and Lebowitz, J. (1985) *J. Biol. Chem.* 260, 8925-8935.

