



Repli-tech

株式会社レプリテック
<https://repli-tech.co.jp/>
techinfo@repli-tech.co.jp

SeV Packaging Mix データシート

Repli-tech

製品名：SeV Packaging Mix

製品番号：M-0001-10 or M-0001 (Starater Pack に同梱)

起源：pUC 由来プラスミド

容量：M-0001-10 は 10 回分 (50 μ L \times 2)、M-0001 (Starater Pack) は 5 回分 (50 μ L \times 1)

濃度：0.07 μ g/ μ L

■供給因子

SeV のパッケージングに必要な N、P、L、T7 RNA ポリメラーゼ、PEF が供給されます。

■保存

-20 $^{\circ}$ C 保存で 6 ヶ月以内に使用

(保存期間は手元に届いてからの期間です。)

■使用上の注意

- ・本製品は研究用試薬です。臨床目的、体外診断目的に使用することはできません。
- ・本製品の使用によって生じたいかなる事故、損害についても、弊社では責任を負いかねます。
- ・本製品や本製品の派生物を第三者に分与することはできません。
- ・商用利用を希望する場合は個別にライセンス契約が必要です。

