



Repli-tech

株式会社レプリテック

<https://repli-tech.co.jp/>

techinfo@repli-tech.co.jp

pSeV(MHN)mEmerald Vector データシート

Repli-tech

製品名：pSeV(MHN)mEmerald Vector

製品番号：G-0011

容量：10 μ g

濃度：0.5 μ g/ μ L


起源：pUC 由来プラスミド

薬剤耐性：アンピシリン

搭載遺伝子：Sendai virus (strain Z) (F 遺伝子欠失)

搭載遺伝子：mEmerald (オワンクラゲ緑色蛍光タンパク質)

ベクターサイズ：16884bp



■保存

-20°C保存で6ヶ月以内に使用

(保存期間は手元に届いてからの期間です。)

■使用上の注意

- ・本製品は研究用試薬です。臨床目的、体外診断目的に使用することはできません。
- ・本製品の使用によって生じたいかなる事故、損害についても、弊社では責任を負いかねます。
- ・本製品や本製品の派生物を第三者に分与することはできません。
- ・商用利用を希望する場合は個別にライセンス契約が必要です。