
Vero-F データシート

Repli-tech

細胞株名：Vero-F
製品番号：C-0001
動物種：アフリカミドリザル
組織：腎臓
発現遺伝子：F (Sendai virus)
薬剤：G418 (0.7mg/mL)
容量：約 1mL
細胞数： 1×10^6 cells 以上
培地：E-MEM, 10%FBS
法令：ワシントン条約規制対象細胞株

■G418 の添加

Vero-F 細胞の継代培養には G418 を添加してください。G418 を添加せずに継代を繰り返すと F タンパク質の発現が低下した細胞が出現します。一方で、センダイウイルスの産生用培地には G418 を添加しないでください。

■細胞の保証

凍結細胞の保証期間は 30 日間です。凍結細胞の到着後、速やかに培養を開始してください。直ぐに培養を開始しない場合は、液体窒素タンクの気相に保管してください。-80°Cでの保管は細胞の生存率に悪影響を及ぼす可能性があります。

※-80°Cで保管された細胞は保証の対象外です。

■使用上の注意

- ・本製品は研究用試薬です。臨床目的、体外診断目的に使用することはできません。
- ・本製品の使用によって生じたいかなる事故、損害についても、弊社では責任を負いかねます。
- ・本製品や本製品の派生物を第三者に分与することはできません。
- ・商用利用を希望する場合は個別にライセンス契約が必要です。