

Non-GMP grade



CELLBANKER® 1



CELLBANKER® 1plus



CELLBANKER® 2

GMP grade



STEM-CELLBANKER®
GMP grade



STEM-CELLBANKER®
DMSO Free GMP grade

Serum Free / Xeno Free

DMSO Free

	CELLBANKER® 1	CELLBANKER® 1plus	CELLBANKER® 2	STEM-CELLBANKER® GMP grade	STEM-CELLBANKER® DMSO Free GMP grade
血清含有	+	+	-	-	-
DMSO 含有	+	+	+	+	-
GMP grade	-	-	-	○	○
概要	<ul style="list-style-type: none"> 20年以上に渡る信頼と実績を誇る、ロングセラー品 	<ul style="list-style-type: none"> CELLBANKER® 1のリニューアル品 粘性、ピペッティング操作による泡立ちを抑えたことで、操作性がアップ 	<ul style="list-style-type: none"> 無血清品 無血清培養細胞の凍結保存に最適 ケミカリーディファインドで動物由来成分不含(Xeno-Free) 	<ul style="list-style-type: none"> GMPに準拠した製造及び品質管理を実施 ケミカリーディファインドで動物由来成分不含(Xeno-Free) 幹細胞やリンパ球、組織の保存に最適化 	<ul style="list-style-type: none"> DMSO Free品 GMPに準拠した製造及び品質管理を実施 ケミカリーディファインドで動物由来成分不含(Xeno-Free)