

製品名	製品コード	容量	価格(税別)
LED Crosslinker 30	EM300	一式	¥200,000


生菌遺伝子検査(EMA-PCR法)用の光照射装置がリニューアルされ、より利便性が高まりました。

■特長

- 一度に最大30サンプルの光照射が可能
- タッチパネルで簡単にプログラムを設定可能
- プログラムに従い光照射のON/OFFを自動的に制御



【EMA処理フロー】



■仕様

処理能力	1.5mL チューブ: 30本
電源	・電圧: AC 100~240 V ・周波数: 50/60 Hz ・消費電力: 定常時 約17 W、LED点灯時 約60 W
寸法	213 mm(奥行) × 205 mm(幅) × 120 mm(高さ)
装置重量	約2 kg

※仕様は予告なしに変更することがあります。

生菌遺伝子検出用試薬と併せてご使用ください(詳細はウェブサイトをご覧ください)。

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

・ライセンスなどに関する最新情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。

・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

・本チラシ記載の価格は2023年7月13日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2023年7月作成N

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店