

Dice Real Time System

買換え応援プログラム

実施中

期間: 2018年6月18日(月)～2019年3月22日(金)まで

リアルタイムPCR装置、Dice Real Time System (TP800/TP860)をお持ちのお客様限定で、最新機種 Dice Real Time System III を特別価格にてご案内いたします。お問合せ・お見積りの依頼方法は本チラシ裏面をご覧ください。

◆対象機種



Thermal Cycler Dice Real Time System (TP800/TP860)

2010年9月販売終了

2018年9月28日 **修理サポート終了** 下記のアドレスでも案内しております

<http://www.takara-bio.co.jp/goods/info/info37.htm>

下取り処分対応も可能です。ご相談ください。

LED光源モデル(2種類の蛍光フィルターを標準搭載)への買換えを応援します

光学キャリブレーションフリーでメンテナンスも簡単!!



Thermal Cycler Dice Real Time System III

30%OFF!

製品コード	FAM/ROX フィルター	制御用PC	MRQ [※]	Cy5 フィルター	通常価格	買換え応援特価
TP950	○				¥3,300,000	¥2,310,000
TP970	○	○			¥3,500,000	¥2,450,000
TP980	○	○	○		¥3,665,000	¥2,565,500
TP990	○	○		○	¥3,850,000	¥2,695,000

高速型の96ウェルモデル

弊社試薬(製品コード RR430)と組み合わせることで**TB Green** 検出系での解析が**最短40分**で完了します。制御用PCが必須ではなく、スタンドアロン操作も可能です。



Thermal Cycler Dice Real Time Lite

約35%OFF!

製品コード	FAM/ROX フィルター	制御用PC	MRQ [※]	通常価格	キャンペーン価格
TP700	○	○		¥2,530,000	¥1,650,000
TP760	○	○	○	¥2,695,000	¥1,750,000

手軽な48ウェルモデル

48ウェルで充分という方に! 多波長での分析も可能で、初期費用も抑えられます。

★ お得な特典あり ★

リアルタイムPCR装置をご購入いただいた皆様に、鋳型の調製からリアルタイムPCRまで、実験に必要なほぼすべてのツール(試薬・プライマー・消耗品等)を装置のご購入から**1年間**、特別価格でご提供します。詳しくは「Thermal Cycler Dice® Real Time System ご購入者様限定特別キャンペーン」リーフレットをご覧ください。

※MRQ: 相対定量解析ソフトウェア「Multiplate RQ」は、複数プレートのデータをまとめて相対定量解析するためのThermal Cycler Dice Real Time System」シリーズ専用ソフトウェアです。※表示価格はすべて税別です。

◆ Thermal Cycler Dice Real Time System IIIの主な改善ポイント

	Thermal Cycler Dice Real Time System	Thermal Cycler Dice Real Time System III	改善ポイント
タッチパネル	無し、外部PCにより制御	7インチ液晶タッチパネル	フルカラータッチパネル搭載 スタンドオン制御可能
通常価格	¥4,125,000	¥3,300,000	従来機種よりもお求めやすい価格を実現
最大加熱/冷却速度	3.0/2.0秒	5.0/4.0秒	加熱冷却スピード向上により、TB Green Fast qPCR Mixとの組合せにより、最短40分で反応完了
光源	ハロゲンランプ	LED	長寿命LED採用により、メンテナンス性アップ

下記のお申込み用紙(FAX)または弊社ウェブサイトからお申込みください

	Thermal Cycler Dice Real Time System III	Thermal Cycler Dice Real Time System Lite
リアルタイムPCR装置のパンフレット希望	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
装置の特長や機能についての説明希望	電話訪問 <input type="checkbox"/>	電話訪問 <input type="checkbox"/>
実機によるデモンストレーションを希望	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
装置購入の検討のため、見積書を希望	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ご記入日	年	月	日
※必須 お名前	様		※必須 (ふりがな)
※必須 ご所属			
※必須 E-mail			

※弊社がお客さまから頂いた個人情報の取扱いについては、外部への流出が無きよう努め、その保護・管理の徹底をはかります。データ整理や資料発送等の目的で個人情報の取扱いを外部の会社へ委託する場合がありますが、その際には、委託先の選定には細心の注意を払い、また、業務委託契約、秘密保持契約を締結するなど、個人情報の保護が担保されるよう、委託先管理について徹底をはかります。お客さまのご関心があると思われる情報、ご請求された資料や試供品などをご提供させていただく場合があります。お客さまが上記のような弊社からのご連絡をご希望されない場合は、弊社にご連絡いただくことでいつでも停止することができます。

※必須 上記の内容に同意します はい いいえ

FAX番号	ウェブサイトお申込みフォーム
077-565-6987	https://www.takara-bio.co.jp/support/dice/index.php

タカラバイオ デモ で検索

2018年6月作成N

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店