

# 核酸抽出精製関連製品



30~40%OFF

## ディスカウントキャンペーン

期間：2024年6月17日(月)~8月16日(金) ご注文分まで



### 高純度プラスミドDNA精製

本キャンペーンの対象製品は、マッハライ・ナーゲル社の製品です。



#### NucleoBond® Xtra Midi/Maxi (Plus), NucleoBond® Xtra Midi/Maxi (Plus) EF

- NB Xtraカラムで高流速、高収量  
→ 目詰まりなし! 早い流速!!  
→ Midi で~500 µg、Maxiで~1,000 µg
- LyseControlによる混合、中和の確認が可能
- 陰イオン交換カラムなので高純度  
→ トランスフェクションに最適なプラスミドを精製

#### EF

- ・特殊な操作は不要、専用Bufferでエンドキシンレベル0.05 EU/µg DNA未満を実現
- ・初代培養細胞、幹細胞等への遺伝子導入などに最適

#### Plus

- ・溶出後のプラスミドの回収がわずか5分で完了!
- ・遠心操作によるイソプロパノール沈殿は不要

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoBond® Xtra Midi	収量: ~500 µg 時間: 70分	10回	740410.10	¥18,000	¥12,600
		50回	740410.50	¥83,000	¥58,100
		100回	740410.100	¥148,000	¥103,600
NucleoBond® Xtra Midi Plus (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~500 µg 時間: 30分	10回	740412.10	¥23,000	¥16,100
		50回	740412.50	¥100,000	¥70,000
NucleoBond® Xtra Maxi	収量: ~1,000 µg 時間: 75分	10回	740414.10	¥41,000	¥28,700
		50回	740414.50	¥196,000	¥137,200
		100回	740414.100	¥360,000	¥252,000
NucleoBond® Xtra Maxi Plus (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~1,000 µg 時間: 35分	10回	740416.10	¥46,000	¥32,200
		50回	740416.50	¥216,000	¥151,200
NucleoBond® Xtra Midi EF	収量: ~500 µg 時間: 85分	10回	740420.10	¥27,000	¥18,900
		50回	740420.50	¥128,000	¥89,600
NucleoBond® Xtra Midi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~500 µg 時間: 45分	10回	740422.10	¥34,000	¥23,800
		50回	740422.50	¥152,000	¥106,400
NucleoBond® Xtra Maxi EF	収量: ~1,000 µg 時間: 90分	10回	740424.10	¥63,000	¥44,100
		50回	740424.50	¥305,000	¥213,500
NucleoBond® Xtra Maxi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付)	収量: ~1,000 µg 時間: 50分	10回	740426.10	¥71,000	¥49,700
		50回	740426.50	¥340,000	¥238,000

#### NucleoBond® Xtra BAC

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoBond® Xtra BAC	陰イオン交換カラムを用いた、BACやCosmidなどの高分子ベクター調製用キット	10回	740436.10	¥53,000	¥37,100
		25回	740436.25	¥116,000	¥81,200

表示価格はすべて税別です。

**プラスミドミニプレップ** シーケンスグレードのプラスミドDNA精製に

**NucleoSpin® Plasmid EasyPure**

- 最大30 µgの収量、14分で6サンプルを処理可能  
→ 独自の処理を行ったシリカメンブレンにより、洗浄と乾燥を同時に実施!
- pH指示試薬LyseControlにより、大腸菌のアルカリ溶解、中和反応を可視化
- RNase A溶液を添付、溶解作業なしですぐに抽出作業に使用可能



40%OFF

製品名	摘要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Plasmid EasyPure	簡便、迅速、高収量と3拍子揃ったプラスミド精製	50回	740727.50	¥11,500	¥6,900
		250回	740727.250	¥43,000	¥25,800

**DNAクリーンアップ**

**NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up**

**NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS**

- PCR反応液からの精製、ゲル回収の両方に使用可能!
- pH indicatorによる安心操作
- 短鎖 (> 50 bp) も高効率で回収
- 高濃度での調製が可能 → 最小15 µlで溶出 (XSなら最小6 µl)
- オプションでssDNAやRNAの精製にも対応

2 in 1 キット!



40%OFF

製品名	摘要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up	PCR反応液からもアガロースゲルからもわずか10分で精製可能	50回	740609.50	¥16,000	¥9,600
		250回	740609.250	¥66,000	¥39,600
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS	XSスピニングカラムで微量サンプルに対応、最小6 µlでの溶出が可能	50回	740611.50	¥16,500	¥9,900
		250回	740611.250	¥70,000	¥42,000


**ゲノムDNA調製**

**NucleoSpin® Tissue**

- 動物組織、細胞、細菌、酵母、血液痕など多様な試料に対応できる汎用ゲノムDNA精製キット
- さまざまなサンプルに対応した**16種類以上のプロトコル**を用意

**NucleoSpin® Tissue XS**

- 生検試料、FCMソート細胞などの微量サンプルからのゲノムDNA精製に
- XSカラムにより**わずか5 µl**で溶出可能



ファンネル型のリングを採用することで径の小さいシリカメンブレンを保持。高濃度溶出を実現!

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Tissue	動物組織、細胞、酵母、血液痕などからゲノムDNA調製が可能	50回	740952.50	¥30,000	¥21,000
		250回	740952.250	¥132,000	¥92,400
NucleoSpin® Tissue XS	XSスピニングカラムで微量サンプルに対応	50回	740901.50	¥34,000	¥23,800
		250回	740901.250	¥150,000	¥105,000

**RNA調製**

**NucleoSpin® RNA**

動物組織、細胞、細菌、酵母などからの調製に！  
溶解液の清澄化FilterからrDNaseまで、total RNA精製に必要な試薬をすべて含んだキット


- NucleoSpin® Filterを同梱  
→ 溶解液の清澄化と粘性低減  
→ ゲノムDNAの混入を低減
- rDNaseを添付  
→ 脱塩処理用バッファーとDNase反応用バッファーでカラム上でのDNase処理を最適化
- 精製RNAはそのままRT-PCRに使用可能



**NucleoSpin® RNA XS**

微量サンプル解析の理想的なソリューション！

- Single cellやわずか0.1 mgの組織切片からでもRNA精製が可能
- 5 µlで溶出できるため、高濃度のRNA調製が可能



ファンネル型のリングを採用することで径の小さいシリカメンブレンを保持。高濃度溶出を実現！

**30%OFF**

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA	スピナラムタイプのtotal RNA抽出キット	50回	740955.50	¥40,000	¥28,000
		250回	740955.250	¥175,000	¥122,500
NucleoSpin® RNA XS	微量サンプル対応のtotal RNA抽出キット	50回	740902.50	¥58,000	¥40,600
		250回	740902.250	¥264,000	¥184,800

**NucleoSpin® RNA Plus**

**NucleoSpin® RNA Plus XS**

専用カラムで混入gDNAを除去！新世代のRNA精製キット

- NucleoSpin® gDNA Removal ColumnによるgDNAの除去  
→ 溶解液の清澄化と粘性低減、ゲノムDNAの除去を1 stepで
- 20分以内でtotal RNAの精製が可能  
→ 酵素処理が不要なので、短時間でgDNA除去済みRNA溶液の精製が可能
- 2-ME、TCEP添加が不要な新Lysis Bufferを採用



**30%OFF**

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Plus	gDNA除去カラムを利用した高速total RNA精製キット	50回	740984.50	¥43,000	¥30,100
		250回	740984.250	¥188,000	¥131,600
NucleoSpin® RNA Plus XS	微量試料からの高速total RNA精製キット	50回	740990.50	¥60,000	¥42,000
		250回	740990.250	¥270,000	¥189,000

**RNAクリーンアップ**

**NucleoSpin® RNA Clean-up**

**NucleoSpin® RNA Clean-up XS**

- RT-PCR阻害物質の除去をわずか20分で！
- XSタイプなら5 µlで溶出が可能

**30%OFF**

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Clean-up	抽出RNAや酵素反応後のRNAの精製	50回	740948.50	¥38,000	¥26,600
		250回	740948.250	¥166,000	¥116,200
NucleoSpin® RNA Clean-up XS	XSスピナラムで微量サンプルに対応	50回	740903.50	¥47,000	¥32,900
		250回	740903.250	¥210,000	¥147,000

## 血液からのRNA調製

### NucleoSpin® RNA Blood (Midi)

赤血球溶解の前処理不要で簡便にRNA精製

- 一般的な抗凝固剤(EDTA、クエン酸、ヘパリンなど)処理血からRNA精製が可能
- 赤血球を溶解する前処理は不要
- オンカラムでのDNase処理により、ゲノムDNAを効果的に除去

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Blood	全血(～400 μl)からのRNA調製	50回	740200.50	¥49,000	¥34,300
NucleoSpin® RNA Blood Midi	全血(400～1,300 μl)からのtotal RNA調製	20回	740210.20	¥48,000	¥33,600

## 植物組織からのRNA調製

### NucleoSpin® RNA Plant

多様な植物試料からRNAを精製

- 植物細胞や葉、根、種子、茎ほか多様な植物サンプルからのtotal RNA精製
- 2種類のLysis Bufferで様々な植物サンプルに対応
- オンカラムでのDNase処理により、ゲノムDNAを効果的に除去

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Plant	植物細胞や組織からの高純度total RNA精製	50回	740949.50	¥48,000	¥33,600
		250回	740949.250	¥230,000	¥161,000

## 広範囲の植物、糸状菌からのtotal RNA精製

### NucleoSpin® RNA Plant and Fungi

種子、果実など抽出困難な試料からRNA精製

- 植物の種子、根、茎、針葉、果実やカビ、キノコなど抽出困難なサンプルからRNA抽出が可能
- 最大500 mgの試料からRNA抽出が可能

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Plant and Fungi	広範囲の植物、糸状菌からのtotal RNA精製	50回	740120.50	¥48,000	¥33,600

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。  
 ・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。  
 ・本パンフレット記載の価格は2024年6月17日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2024年6月作成G

## タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>  
 Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店