

O抗原型遺伝子6種タイピングセット ディスカウントキャンペーン



抽出カラム付きのセット品もご用意しております。

キャンペーン期間: 2017年4月3日(月)~2017年6月30日(金)まで

O抗原型遺伝子タイピングセット

※NucleoSpin® Tissue (製品コード 740952.10)は、10回包装になります。

キャンペーンセット名	容量	製品コード	通常価格 (※構成品の合計)	特別価格
【通知法収載】 O抗原型遺伝子タイピング3点セット				
CycleavePCR® EHEC O抗原型TypingSet(CY237+CY238+CY239)	各20回	CY242	¥84,000	¥64,000
上記のセットにさらに・・・抽出カラムもセットにしました！				
抽出カラム付きCycleavePCR®EHEC O抗原型TypingSet(CY237+CY238+CY239)	各20回※	CY243	¥90,900	¥69,300

【通知法収載】 O抗原型遺伝子タイピング3点セットの内容


- ・CycleavePCR® EHEC (O157/O26) Typing Kit (製品コード CY237)
- ・CycleavePCR® EHEC (O111/O121) Typing Kit (製品コード CY238)
- ・CycleavePCR® EHEC (O103/O145) Typing Kit (製品コード CY239)

抽出カラム付きO抗原型遺伝子タイピング3点セットの内容

左記の製品3点

+

NucleoSpin® Tissue (製品コード 740952.10)



O抗原型遺伝子タイピングキットの特長

- ◆厚生労働省より通知の方法に収載

本製品は、「腸管出血性大腸菌O26、O103、O111、O121、O145及びO157の検査法について」厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知(食安監発1120第1号)に収載されました。
- ◆品質保証されたオールインワンキット


急な検査にも、安心してご利用いただけます。
- ◆プレミックス試薬なので、初心者でも簡単！

複数のプライマー／プローブ溶液の調製や試薬管理などの手間が不要です。
- ◆6種をタイピングできる試薬キットをご用意


1チューブで2種のO抗原型遺伝子を判定できます

例) CycleavePCR® EHEC (O157/O26) Typing Kit


O157 (FAM)



陽性



O26 (ROX)



陰性

遺伝子検出法によるスクリーニング

```

            graph TD
            A[培養液] --> B[DNA抽出]
            B --> C[VT遺伝子検査]
            C -- 陰性 --> D[終了]
            C -- 陽性 --> E[O抗原遺伝子検査]
            E -- 陰性 --> D
            E -- 陽性 --> F[分離培養法]
            F --> G[結果判定]
            
```

○抗原型遺伝子タイピングキットにはカラム精製法が必須です！

NucleoSpin® Tissue (製品コード 740952.10)

✓日本語のEHEC専用プロトコルをご用意しております。



※平成27年3月24日発出の厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課の事務連絡により、厚生労働省「腸管出血性大腸菌O26、O103、O111、O121、O145及びO157の検査法について」(食安監発1120第1号)の「5. DNA抽出法」に収載されました。
また、食品衛生検査指針微生物編2015にも収載されました。



腸管出血性大腸菌(EHEC)検査システム

試薬キット **通知法収載** リアルタイムPCR装置

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
ペロ毒素(VT)遺伝子スクリーニング			
CycleavePCR® O-157(VT gene) Screening Kit Ver.2.0	50回	CY217A	¥52,000
	100回	CY217B	¥96,000
○抗原型遺伝子タイピング			
CycleavePCR® EHEC (O157/O26) Typing Kit	20回	CY237	¥28,000
CycleavePCR® EHEC (O111/O121) Typing Kit	20回	CY238	¥28,000
CycleavePCR® EHEC (O103/O145) Typing Kit	20回	CY239	¥28,000
リアルタイムPCR装置			
Thermal Cycler Dice® Real Time System III with PC	一式	TP970	¥3,500,000
ゲノムDNA調製			
NucleoSpin® Tissue	10回	740952.10	¥6,900
	50回	740952.50	¥23,000
	250回	740952.250	¥103,000

ペロ毒素(VT)遺伝子検出キットも好評発売中

CycleavePCR® O-157 (VT gene) Screening Kit Ver.2.0
(製品コード CY217A/B)

- 厚生労働省より通知の方法に収載
- 1チューブでインターナルコントロールによる偽陰性チェックが可能
- 抽出試薬も含んだオールインワンキット！
アルカリ熱抽出試薬も添付されているので、検体さえ準備すれば検査ができます。
- FAMとROXを検出できる幅広い装置で使用可能

反応測定イメージ

VT遺伝子 (FAM)

無償
モニターキャン
ペーン実施中

IC (ROX)

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
・本チラシ記載の価格は2017年4月3日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2017年4月作成N

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 TaKaRaテクニカルサポートライン
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <http://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店