

# 「Cas9」&「2大ゲノム編集サポートツール」 セットで**30%OFF**キャンペーン！


高濃度、低グリセロール、NLS(核移行シグナル)付きで、エレクトロポレーションでの導入に最適な**Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready)**が新発売となりました。

この新Cas9の発売を記念して、「Cas9」&「2大ゲノム編集サポートツール」セットキャンペーンを実施いたします。対象製品をセットでご注文いただくと、30%OFFの特別価格でご提供いたします。お得にお試しいただけるこの機会をぜひご利用ください！

◆ キャンペーン期間：2017年1月30日(月)～3月31日(金)

## ご注文方法

AのCas9を1個以上、Bの2製品から1個以上をセットでご注文いただくと、30%OFFの特別価格でご提供いたします。Bの製品を2個以上ご注文いただく場合は、同じ製品でも別々でもOKです。本チラシ裏面の専用発注書を使用してご注文ください。



## ◆ 対象製品 ◆

### A オフターゲットを抑制し、*in vivo*での効率的なゲノム編集が可能！

| 製品名   | 容量     | 製品コード  | 濃度      | 通常価格    | 特別価格    |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready) <b>NEW</b> | 100 µg | 632641 | 3 µg/µl | ¥25,000 | ¥17,500 |

#### 特長

- タンパク質濃度が**高濃度(3 µg/µl)**なのでエレクトロポレーションに最適
- 生体へダメージを与える溶媒中の**グリセロール濃度が他社Cas9より低い**
- NLS(核移行シグナル)で導入後速やかに核に移行
- 継続使用しやすいリーズナブルな価格

### B ① 簡便かつ高収量のsgRNAの調製が可能

CRISPR / Cas9ゲノム編集用の『高品質sgRNA』を*in vitro* transcriptionで簡便に効率よく調製できます。

| 製品名   | 容量  | 製品コード  | 通常価格     | 特別価格     |
|---|-----|--------|----------|----------|
| Guide-it™ sgRNA <i>In Vitro</i> Transcription Kit | 50回 | 632635 | ¥150,000 | ¥105,000 |

### ② PCRと電気泳動による簡便なゲノム編集後の変異導入の確認に

変異導入効率を簡単かつ迅速に確認するキットです。PCRと電気泳動ベースなので特別な装置は必要ありません。

| 製品名                              | 容量  | 製品コード  | 通常価格    | 特別価格    |
|----------------------------------|-----|--------|---------|---------|
| Guide-it™ Mutation Detection Kit | 25回 | 631448 | ¥28,000 | ¥19,600 |

※表示価格はすべて税別です。

ご注文は裏面の専用発注書をご使用ください



## 新Cas9発売記念！「Cas9」&「2大ゲノム編集サポートツール」 セットキャンペーン ご購入専用発注書

本専用発注書で「Cas9」&「2大ゲノム編集サポートツール」をセットでご注文いただくと30%OFFの特別価格でご提供いたします。  
本専用発注書に必要事項をご記入いただき、弊社販売店にお渡しください。

期間：2017年3月31日(金)ご注文分まで

|             |            |       |       |
|-------------|------------|-------|-------|
| フリガナ<br>お名前 |            |       |       |
| ご所属         | 企業名、大学名    | 部署、学部 | 所属、学科 |
| 住所          | 〒          |       |       |
| 電話番号・FAX    | TEL        | FAX   |       |
| メールアドレス     |            |       |       |
| ご注文日        | 2017 年 月 日 |       |       |

※弊社がお客様から頂いた個人情報の取扱いについては、外部への流出が無きよう努め、その保護・管理の徹底をはかります。

■ **セット注文について**： AのCas9を1個以上、Bの2製品から1個以上をセットにしてご注文ください。Bの製品を2個以上ご注文いただく場合は同じ製品でも別々でも結構です。

| A | 製品コード  | タカラコード | 製品名   | 容量     | 通常価格     | 特別価格            | 数量 |
|---|--------|--------|---|--------|----------|-----------------|----|
|   | 632641 | Z2641N | <b>Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready)</b> | 100 µg | ¥25,000  | <b>¥17,500</b>  |    |
| B | 製品コード  | タカラコード | 製品名   | 容量     | 通常価格     | 特別価格            | 数量 |
|   | 632635 | Z2635N | <b>Guide-it™ sgRNA <i>In Vitro</i> Transcription Kit</b>  | 50回    | ¥150,000 | <b>¥105,000</b> |    |
|   | 631448 | Z1448N | <b>Guide-it™ Mutation Detection Kit</b>                   | 25回    | ¥28,000  | <b>¥19,600</b>  |    |

表示価格はすべて税別です。

### 弊社試薬販売店様へのお願い

本発注書をお客様から受け取られましたら、誠にお手数ですが以下の各項目をご記入いただき、弊社受注窓口までFAXしていただきますよう、よろしくお願いいたします。本発注書でのみ受付可能です。

注1) 本専用発注書が無い場合、セットキャンペーン価格が適用されません。

注2) 御社の発注書を一緒にお送りいただく場合は、必ず本紙左上の「バンドル+数字」を摘要欄や備考欄に記入してください。

記入がない場合は、セットキャンペーン価格が適用されませんのでご注意ください。

会社名： \_\_\_\_\_ 営業所： \_\_\_\_\_ ご担当： \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

試薬販売店様 ご注文番号： \_\_\_\_\_

**タカラバイオ受注窓口 FAX:077-561-3822 TEL:077-565-6977**

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。  
・本チラシ記載の価格は2017年1月30日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2017年1月作成G

## タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店