

NGS装置がないけれど解析したい・・・サンプル量が少なめで解析できるか不安・・・
そんなお悩みを解決！ はじめてのRNA-seq解析受託のススメ

- ✓ 微量に強い「SMART-Seq® v4テクノロジー」の活用で、RNA量の少ない貴重なサンプルも解析可能
- ✓ サンプルの状況やご予算に合わせた2つのパターンをご用意

1 全部受託

total RNA → cDNA調製 → ライブラリー調製 → シーケンス

タカラバイオで行います

- ・ ご提供いただくサンプル： total RNA 50 ng以上
- ・ メリット： total RNAを準備するだけ、面倒な操作が一切不要。
熟練スタッフが作業するので、手技による影響が少ない
- ・ 標準解析価格： 180,000円／検体
- ・ 使用するシーケンサー： イルミナ社 HiSeq（相乗り解析、短納期対応）
- ・ データの納品形態： Fastqファイル

2 半分受託

total RNA → cDNA調製 → ライブラリー調製 → シーケンス

SMART-Seq® v4 Kitをご購入いただき、
ユーザー様で行っていただきます

タカラバイオで行います

- ・ ご提供いただくサンプル： SMART-Seq® v4 Kitで調製したcDNA 3 ng以上
- ・ メリット： 「全部受託」に比べてコストを抑えられる（4検体以上の場合）。
total RNA 50 ng以下 or 1,000細胞以下など、少量サンプルにも対応
- ・ 標準解析価格： 105,000円／検体 ※SMART-Seq® v4 Kitのコストは含まれていません
- ・ 使用するシーケンサー： イルミナ社 HiSeq（相乗り解析、短納期対応）
- ・ データの納品形態： Fastqファイル

★ ② 半分受託 をご利用のユーザー様限定キャンペーン ★

cDNA調製キット SMART-Seq® v4 Ultra® Low Input RNA Kit for Sequencing 12回用
（製品コード 634888、通常価格 267,800円）を**30%OFF**の**187,460円**でご提供します！

キャンペーン期間： ～2018年9月末ご注文分まで

※表示価格はすべて税別です。

■■■■ まずは裏面の依頼書に必要事項を記入いただき、お見積りの依頼から！ □□■■■

「はじめてのRNA-seq解析受託のススメ」お見積もり依頼書

この度は弊社受託サービスをご検討いただき、誠にありがとうございます。本依頼書に必要事項を記入し、上記送信先までFAXしてください。折り返し、弊社担当者からご連絡いたします。

■ お客様情報記入欄

お名前			
ご所属	大学名、企業名	部署、学部	所属、学科
電話番号	TEL		
メールアドレス	@		

※弊社がお客様から頂いた個人情報の取扱いについては、外部への流出が無きよう努め、その保護・管理の徹底をはかります。データ整理や資料発送等の目的で個人情報の取扱いを外部の会社へ委託する場合がありますが、その際には、委託先の選定には細心の注意を払い、また、業務委託契約、秘密保持契約を締結するなど、個人情報の保護が担保されるよう、委託先管理について徹底をはかります。

■ お見積もりに必要な情報をご記入ください。

「全部受託」もしくは「半分受託」のどちらをご希望ですか？	<input type="checkbox"/> 全部受託	<input type="checkbox"/> 半分受託
検体数は何検体をお考えですか？	検体	
対象生物種は何ですか？	※遺伝子にpolyAを持つ生物種のみ対応可能です。	
何かご要望・ご質問等があればお書きください		

<本受託に関する注意事項>

- ・生物種によっては発現解析ができない場合があります。
- ・ご提供いただくサンプルの濃度、液量等は別途ご相談ください。
- ・お送りいただいたRNAもしくはcDNAサンプルが弊社品質基準を満たさない場合、再調製をお願いする場合があります。
- ・本チラシ表面の標準解析価格は、サンプル数等によって変わる場合があります。
- ・本チラシ表面の標準解析価格に情報解析は含まれません。ご希望の場合は別途ご相談ください。

販売店様情報記入欄

今回のRNA-seq解析受託の窓口になる販売店様情報をご記入ください。

会社名: _____ 営業所: _____ ご担当: _____

Tel: _____

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
- ・本チラシ記載の価格は2018年6月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2018年6月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店