

ライゲーションキットや他社クローニングキットをお使いの方はぜひ！

クローニングのお悩み解決！

先着50名様限定

In-Fusion

that's
GOOD
science!

1万円モニター キャンペーン

モニター募集期間：2020年10月5日(月)～10月23日(金)まで

In-Fusionで、クローニングのお悩みを解決しませんか？

In-Fusionは制限酵素やライゲーションキット不要で、簡単かつ成功率の高いクローニングが可能です。今なら先着50名様限定で、In-Fusionのモニターを募集しています。モニターとしてお試しいただける方には、**新製品のIn-Fusion® Snap Assembly Master Mix(10回用)**を特別価格の**1万円(税別)**でご提供します。

お悩みの例

- ・何度やっても当たりのクローンが得られず、なかなか成功しない。
- ・コロナ禍で、実験時間が削られている。短時間でクローニングを成功させたい。
- ・ベクター側のインサートを入れたい位置に適切な制限酵素サイトがない。
- ・インサートの中に用いようとした制限酵素のサイトがあるため、使えない。
- ・多数の遺伝子の挿入など難易度の高いクローニングが必要だが成功しない。



● キャンペーン対象者

- ・これまでIn-Fusionを使ったことがない、または使ったことがあうまうまなかった経験のある方
- ・現在お使いのクローニング方法に満足していないなど、お悩みがある方
- ・モニターお申込み後、2ヵ月以内を目途にご評価いただき、簡単な結果アンケートにご協力いただける方
- ・日本国内在住の方

● お申し込み方法

弊社ウェブサイトのキャンペーンページの申込フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。お申込み完了後、In-Fusionが1万円でご購入いただけるクーポン(専用発注書)をメールでお送りします。

※先着50名様限定のキャンペーンです。応募者多数の場合、キャンペーン期間中に募集を打ち切る場合があります。
※本キャンペーンのご利用は、1ラボにつきお一人様、1回限りとさせていただきます。

● モニター対象製品：2020年8月に発売したバージョンアップ品を1万円でご提供！

製品名	キット構成	容量	製品コード	通常価格(税別)	お試し価格(税別)
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	・5X In-Fusion Snap Assembly Master Mix ・pUC19 Control Vector ・Control Insert	10回	638947	¥23,000	¥10,000

※PCR産物の精製には別途、NucleoSpin Gel and PCR Clean-up(製品コード 740609.10)などの精製用スピナラムをご用意ください。

★ モニターのお申し込みはウェブのキャンペーンページから！

タカラバイオ キャンペーン In-Fusion snap

検索

裏面でIn-Fusionクローニングをご紹介します


In-Fusionクローニングの特長

- ✓ どんなベクターのどんな位置にもディレクショナルクローニングが可能
- ✓ 短鎖から長鎖(50 bp~15 kb)まで、95%以上の高効率で効率よくクローニング
- ✓ 一挙に複数DNA断片を挿入する、マルチクローニングも可能
- ✓ In-Fusion反応はわずか15分で完了

In-Fusionクローニングの流れ


1. PCR増幅

2. In-Fusion反応(50°C、15分)




In-Fusionクローニングは操作ステップが少なく、簡便でスピーディー！


In-Fusionクローニング



TAクローニング



制限酵素/ライゲーション



制限酵素/ライゲーションを使った方法と比べて、
実験時間を約1日短縮できます！

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。 ・本チラシ記載の価格は2020年10月5日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2020年9月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店