

— 大切なWEB会員様に感謝を込めて！ —

タカラバイオWEB会員様限定企画

NGS関連製品30%OFFディスカウントキャンペーン




- ・タカラバイオWEB会員様限定で、NGS関連製品を30%OFFでご提供
- ・微量サンプル対応のイルミナ社NGS装置用ライブラリー調製キットなどが対象
- ・まだWEB会員でない方も、今からご登録いただければ注文OK！

コストのかかるNGS製品をお安くご購入いただけるチャンス。お見逃しなく！

■ キャンペーン期間：2020年10月1日(木)～10月30日(金)ご注文分まで

■ キャンペーン対象製品：以下のパンフレット掲載製品（一部製品を除く※）



イルミナ社NGS装置用ライブラリー調製キット  
微量解析パーフェクトガイド 2020-2021



- ヒト・マウスのTCR/BCRレパトア解析専用 -  
イルミナ社NGS装置用ライブラリー調製キット  
総合ガイド

※ SMART-Seq® PLUSシリーズは、キャンペーン対象外です。

具体的な対象製品につきましては、弊社ウェブサイトのキャンペーンページでご確認ください。

■ キャンペーンの詳細 & ご注文方法

弊社ウェブサイトのWEB会員様限定キャンペーンページでご確認ください。

★ タカラバイオWEB会員の新規ご登録は ★

タカラバイオ WEB会員

検索

Click !!



裏面でおススメのキャンペーン対象製品をご紹介します。ぜひご覧ください！

★ WEB会員様限定 NGS関連製品30%OFFキャンペーン おすすめ製品 ★

■ 微量RNAサンプル、シングルセル解析に最適！ 低価格&簡単操作のmRNA-Seq用cDNA調製キット  
SMART-Seq® HT Kit

- ✓ 10 pg total RNAからでも  
確実にRNA-Seq用のcDNAが調製可能
- ✓ 逆転写反応とPCRを1ステップ化し、  
操作工程も価格も従来キット(SMART-Seq® v4)  
の半分以下！



O大学 O先生

プロトコルがシンプルで、誰がやっても安定した結果が得られることがSMART-Seq HT/v4のメリットだと思います。

SMART-Seq® v4

- Add CDS Primer IIA
- Preheat
- RT
- PCR
- Add Lysis Buffer
- Bead purification

cDNA  
バリデーション & Nexteraによるライブラリー調製

SMART-Seq® HT Kit

- Preheat
- One-Step RT-PCR
- Bead purification

製品名	容量	製品コード	通常価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
SMART-Seq® HT Kit	12回	634455	¥80,000	¥56,000
	48回	634456	¥280,000	¥196,000
	96回	634437	¥500,000	¥350,000
	192回	634438	¥900,000	¥630,000
	480回	634436	¥1,900,000	¥1,330,000

注) 断片化とライブラリー調製のために、イルミナ社Nextera XT DNA Sample Prep KitおよびNextera XT Index Kitが別途必要です。

■ シングルセル全長mRNA-Seq解析に最適なcDNA調製キット  
SMART-Seq® Single Cell Kit

製品名	容量	製品コード	通常価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
SMART-Seq® Single Cell Kit	12回	634470	¥198,000	¥138,600
	48回	634471	¥546,000	¥382,200
	96回	634472	¥984,000	¥688,800

注) 断片化とライブラリー調製のために、イルミナ社Nextera XT DNA Sample Prep KitおよびNextera XT Index Kitが別途必要です。

- ✓ シングルセル解析に特化したRNA-Seq用のcDNA調製キット
- ✓ Smart-seq法などのホームブリュー法よりも遺伝子検出数が多く、より高感度の解析が可能



他にも、おすすめ製品が多数ございます。  
詳しくは、キャンペーンページでご確認ください！

・イルミナ社とは、Illumina, Inc. (本社: 米国カリフォルニア州サンディエゴ) の日本法人であるイルミナ株式会社(本社: 東京都港区)をいいます。  
・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。  
・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。  
・本チラシ記載の価格は2020年10月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2020年9月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン  
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
 ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>  
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店