

最大11,000円分のQUOカードをプレゼント！

タカラバイオのゲノム編集関連製品

ユーザーズボイス／実施例募集キャンペーン

- ✓ 指定の弊社ゲノム編集製品のユーザーズボイス、および実施例を大募集
- ✓ ご応募いただいた方にはもちろん、QUOカード500円分をプレゼント
- ✓ 実施例を弊社ウェブサイト等に掲載させていただいた方には、さらにQUOカード1万円分をプレゼント





ユーザーズボイス・実施例のご提供と実施例掲載で、**QUOカードを最大11,000円分プレゼント！**



奮ってご応募ください！！



■ 募集期間：2020年10月12日(月)～11月30日(月)まで

■ ユーザーズボイス／実施例募集の対象製品

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready)	100 µg	632641	¥20,000
	100 µg × 3	632640	¥54,000
Guide-it™ sgRNA <i>In Vitro</i> Transcription Kit	50回	632635	¥150,000
Guide-it™ CRISPR/Cas9 System (Green)  	1 Kit	632601	¥73,000
Guide-it™ CRISPR/Cas9 System (Red)  	1 Kit	632602	¥73,000

 ご購入に際してライセンス確認書が必要となります。  営利施設の場合、ご購入前にライセンス(有償)を取得する必要があります。

対象製品の詳細は裏面をご覧ください

■ ご応募方法：弊社ウェブサイトのキャンペーンページからご応募ください

使ってよかった！ ユーザーズボイス応募コース

使用したきっかけ

使用した感想

まだ使用したことがない方への一言 など

簡単なコメントをお寄せください。

ご応募者全員に**QUOカード500円分プレゼント**

こんないい結果が出ました！ 実施例応募コース

実験タイトル

目的

表・図・画像

結果コメント

今後の展望 など

キャンペーンページの応募テンプレートへご記入ください。

ご応募者全員に
QUOカード500円分

+

さらに！
ウェブサイトへの掲載で※
QUOカード1万円分

that's
GOOD
science!

★ 今すぐキャンペーンページにアクセス！

タカラバイオ キャンペーン



※ お送りいただいた実施例を弊社ウェブサイトに掲載させていただきたい場合は、弊社から改めて掲載のお願いの連絡をいたします。掲載の許可をいただいた場合に限り、QUOカード1万円分をお送りいたします。


【対象製品】

■ エレクトロポレーションによる導入に最適な低グリセロール、高濃度Cas9タンパク質溶液

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready)	100 µg	632641	¥20,000
	100 µg × 3	632640	¥54,000

■ CRISPR/Cas9ゲノム編集用のsgRNAを*in vitro* transcriptionで調製

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Guide-it™ sgRNA <i>In Vitro</i> Transcription Kit	50回	632635	¥150,000




● Cas9タンパク質を使用するメリット —プラスミドやウイルスによるCas9遺伝子導入法と比較して—

- ✓ 遺伝子を使わないため継続的なCas9の発現がなくオフターゲットを抑制
- ✓ 対象生物ごとにプロモーターやコドンの最適化不要
- ✓ 導入するCas9タンパク質量をコントロールしゲノム編集効率を最適化
- ✓ “転写・翻訳”のタイムラグがないので、迅速・効率的な変異導入が可能

■ 1つのベクターでsgRNA、Cas9ヌクレアーゼ、蛍光タンパク質を同時に発現

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
Guide-it™ CRISPR/Cas9 System (Green)	1 Kit	632601	¥73,000
Guide-it™ CRISPR/Cas9 System (Red)	1 Kit	632602	¥73,000

☞ ご購入に際してライセンス確認書が必要となります。 営 営利施設の場合、ご購入前にライセンス(有償)を取得する必要があります。



- ✓ 準備するのはターゲット配列に対応して設計した1組のオリゴDNAだけ！
- ✓ 輝度の高いZsGreen1、tdTomatoにより、導入効率のモニタリングやFACSによる細胞の濃縮、単離が可能

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は、弊社ウェブサイトをご覧ください。
 ・本チラシ記載の価格は2020年10月12日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2020年10月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店