


蛍光タンパク質関連特許が満了し、ご購入いただきやすくなりました！

# ZsGreen・AmCyan・E2-Crimson ZsYellow・AsRed 搭載製品

## 20%OFFキャンペーン

期間：～2020年11月30日(月)まで

- ✓ 蛍光タンパク質ZsGreen、AmCyan、E2-Crimson、ZsYellow、AsRedの日本での特許が、2020年10月13日をもって満了
- ✓ ご購入時に必要だったライセンス確認書の提出が不要に
- ✓ 企業ユーザー様は、研究目的でもご購入時に必要だった有償ライセンスが不要に



### 特許が満了したら何がかわるの？

#### <アカデミアユーザー様>

- ・購入時に必要だった「ライセンス確認書」が不要に

#### <企業ユーザー様>

- ・購入時に必要だった「ライセンス確認書」が不要に
- ・**研究目的の使用でも必要だった、有償ライセンスが不要に！**



【注意事項】 以下の項目をお読みいただき、併せて弊社ウェブサイトの製品ページでライセンス条項をご確認ください。


- ・特許が満了し有償ライセンスが不要になるのは、研究用途で日本国内での使用に限ります。
- ・商利用の場合は、別途ライセンス料等が発生する場合があります。
- ・製品によっては他のライセンスポリシーにより、研究用途でも別途ライセンス料等が発生する場合があります。

### ■ ZsGreen搭載のイチオシ製品！

CRISPR/Cas9用ベクター。1つでsgRNA、Cas9、蛍光タンパク質を同時発現

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Guide-it™ CRISPR/Cas9 System (Green)	1 Kit	632601	¥73,000	<b>¥58,400</b>

※表示価格はすべて税別です。



- ✓ 準備するのは、ターゲット配列に対応して設計した1組のオリゴDNAだけ！
- ✓ 輝度の高いZsGreen1により、導入効率のモニタリングやFCMIによる細胞の濃縮、単離が可能

★その他の対象製品はキャンペーンページをチェック！

タカラバイオ キャンペーン

検索

■ 蛍光タンパク質の特長


タンパク質 (構造)	色	励起極大 波長 (nm)	蛍光極大 波長 (nm)	特長
E2-Crimson (単量体)	深赤	611	646	<i>in vivo</i> アプリケーションに最適
AsRed (四量体)	赤	576	592	多重染色可能
ZsYellow (四量体)	黄	529	539	多色標識に理想的な真の黄色蛍光
ZsGreen (四量体)	緑	493	505	明るい緑色、レポーターとして最適
AmCyan (四量体)	青	458	489	多重染色可能

■ キャンペーン対象製品(一部) **ベーシックな蛍光タンパク質ベクター**

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
pZsGreen Vector	20 µg	632446	¥75,000	<b>¥60,000</b>
pAmCyan Vector	20 µg	632440	¥75,000	<b>¥60,000</b>
pE2-Crimson Vector	20 µg	632553	¥83,000	<b>¥66,400</b>
pZsYellow Vector	20 µg	632443	¥75,000	<b>¥60,000</b>
pAsRed2 Vector	20 µg	632451	¥75,000	<b>¥60,000</b>

タカラバイオでは、多様なベクターフォーマットをご用意しています！  
実験に合わせて下記フォーマットよりお選びください。

- ▶ N末端融合発現ベクター
- ▶ プロモーターレスベクター
- ▶ Proteasome Sensorベクター
- ▶ 細菌発現ベクターまたは遺伝子ソースとして使用
- ▶ C末端融合発現ベクター
- ▶ 細胞内小器官標識ベクター
- ▶ IRESベクター



・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
 ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。  
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は、弊社ウェブサイトをご覧ください。  
 ・本チラシ記載の価格は2020年10月12日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2020年10月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン  
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
 ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>  
 Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店