

あなたの「使ってよかった!」をお寄せください


高性能PCR酵素 TaKaRa Ex Premier™ 実施例募集キャンペーン

期間：2024年6月24日(月)～9月30日(月)

高成功率・高正確性・高操作性を持つプレミアムPCR酵素 **TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase** は、多くの方にお試しいただき、「使ってよかった!」「他社製品より使いやすかった!」などのうれしいお声をいただいています。そこで、TaKaRa Ex Premierの**使ってよかった! 実施例を大募集**いたします。実施例をご提供いただいた方、**先着50名様に特典**もご用意していますので、ぜひご協力ください!

(注)本キャンペーンは、タカラバイオの研究用試薬ユーザー様向けのキャンペーンです。

■ 実施例募集の対象製品



製品名	容量	製品コード	価格(税別)
TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase	40回	RR370S	¥9,000
	200回	RR370A	¥33,000
	800回	RR370B(A×4)	¥107,000
TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase Dye plus	40回	RR371S	¥9,000
	200回	RR371A	¥33,000
	800回	RR371B(A×4)	¥107,000

■ キャンペーン特典

先着50名様限定

実施例をご提供いただいた方、先着50名様に**Amazonギフト券 1,000円分**をプレゼント

- ※ギフト券は、キャンペーン期間終了の約1か月後に、Eメール経由でお届け予定です。
- ※お申込みが50名様に達した場合、期間中でもキャンペーンを終了する場合があります。



■ 応募方法

弊社ウェブサイトのキャンペーンページにご用意している実施例記入用紙(ワードファイル)に必要事項をご記入いただき、ファイルのアップロードをお願いいたします。

★ キャンペーンの詳細はウェブサイトで...

タカラバイオ キャンペーン



■ 実施例の必須項目

- ・ユーザー様情報
- ・実験のタイトル
- ・実験の概要
 - ※実験条件や使用サンプルについて、簡単にご記入ください。
 - ※模式図や写真、表などがあれば添付してください。
- ・結果
 - ※実験の結果を簡単にご記入ください。
 - ※模式図や写真、表などがあれば添付してください。
- ・製品に関するコメント

製品をお使いになった感想や、使われたことがない方へのおススメコメントなどをお書きください。



実施例の見本は、チラシ裏面をご覧ください。

■ 実施例の使用について

ご提供いただいた実施例は、弊社ウェブサイト等への掲載をお願いする場合がございます。その際は、改めて弊社からご連絡させていただきます。

■ 実施例の見本

実験のタイトル	遺伝子Xのクローニング										
実験の概要	<p>※簡単に実験の内容をご記入ください。 ※模式図や写真、表などがあれば添付してください。</p> <p>TaKaRa Ex Premier DNA PolymeraseならびにA社PCR酵素を用いて、バクテリアゲノムDNAの遺伝子Xのクローニングを行った。</p>										
結果	<p>※実験の結果を簡単にご記入ください。 ※模式図や写真、表などがあれば添付してください。</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p style="text-align: center;">電気泳動図</p> </div> <div style="flex: 2; padding-left: 20px;"> <p>サンプル：バクテリアゲノムDNA ターゲット名：遺伝子X 増幅サイズ：1,602 bp GC含量：44.4%</p> <p>電気泳動レーン情報 M：DNA Ladder 1：TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase 2：A社高正確性PCR酵素</p> <p>PCR条件</p> <table border="0"> <tr> <td>【TaKaRa Ex Premier】</td> <td>【A社高正確性PCR酵素】</td> </tr> <tr> <td>94℃ 1 min.</td> <td>94℃ 2 min.</td> </tr> <tr> <td>98℃ 10 sec.</td> <td>98℃ 10 sec.</td> </tr> <tr> <td>68℃ 30 sec./kb</td> <td>65℃ 2 min. 30 sec.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">} 30 cycles</td> <td style="text-align: right;">} 30 cycles</td> </tr> </table> </div> </div> <p>A社PCR酵素では目的遺伝子の増幅がうまくいかなかったのに対し、TaKaRa Ex Premier DNA Polymeraseでは増幅が確認された。増幅断片をクローニングして塩基配列の確認をしたところ、エラーは全くなかった。</p>	【TaKaRa Ex Premier】	【A社高正確性PCR酵素】	94℃ 1 min.	94℃ 2 min.	98℃ 10 sec.	98℃ 10 sec.	68℃ 30 sec./kb	65℃ 2 min. 30 sec.	} 30 cycles	} 30 cycles
【TaKaRa Ex Premier】	【A社高正確性PCR酵素】										
94℃ 1 min.	94℃ 2 min.										
98℃ 10 sec.	98℃ 10 sec.										
68℃ 30 sec./kb	65℃ 2 min. 30 sec.										
} 30 cycles	} 30 cycles										

製品に関するコメント

①一番満足しているところをお答えください。

なかなかうまくいかなかった増幅反応が、1回で成功してとても驚いた。

②まだ使ったことがない方に、おすすめコメントをお願いします。

PCRやクローニングでお困りの方はぜひ一度お試しください!

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
 ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
 ・本チラシ記載の価格は2024年6月24日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2024年6月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店