

超遠心なしで簡単にレンチウイルスを濃縮！ Lenti-X™ Concentrator モニターキャンペーン

先着 **20名**様限定

募集期間：2022年7月1日(金)～7月22日(金)まで

Lenti-X™ Concentratorは、超遠心分離を行うことなく、簡便、迅速しかも高効率にレンチウイルス上清を濃縮することができる試薬です。

先着**20名**様限定で、Lenti-X™ Concentratorのモニターを募集しています。モニターとしてお試しいただける方には、Lenti-X™ Concentrator(製品コード 631231、容量 100 ml)を**半額**でご提供いたします！

◆ モニター応募条件

- ・モニターお申込み後、1ヵ月以内を目途にご評価いただき、簡単な結果アンケートにご協力いただける方
 - ・日本国内在住の方
- ※フィードバックいただいた感想や結果を、弊社ウェブサイトへの掲載などに利用させていただく場合があります。

◆ お申込み方法

弊社ウェブサイトのキャンペーンページの「お申込みはこちら」から専用ページにお入りいただき、必要事項をご記入の上、送信してください。

お申込み完了後、モニターをお願いする方にはLenti-X™ Concentratorが半額でご購入いただけるクーポン(専用発注書)を、登録いただいたメールアドレスにお送りします。

◆ モニター対象製品

50%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格(税別)	お試し価格(税別)
Lenti-X™ Concentrator	100 ml	631231	¥36,000	¥18,000


- ✓ レンチウイルス上清と混合して遠心するだけの簡便操作
- ✓ 面倒な超遠心分離は不要
- ✓ 大容量へのスケールアップも簡単
- ✓ ウイルスカ価を最大100倍に



★ キャンペーン詳細とモニターご応募は、弊社ウェブサイトをご確認ください！

タカラバイオ キャンペーン Lenti-X Concentrator

検索




チラシ裏面で、Lenti-X™ Concentratorの使用方法と実験例をご紹介します


that's
GOOD
science!

簡単操作でサンプルロスを最小限に抑えた効率的なレンチウイルス濃縮が可能！


◆ Lenti-X™ Concentratorの使用方法



使用方法を動画でわかりやすくご紹介しています。
詳しくは、弊社ウェブサイトの製品ページへ！



◆ Lenti-X™ Concentratorの実験例



pLVX-ZsGreen1ベクターを用いて作製したレンチウイルス上清を、Lenti-X™ Concentratorを使用して3 mlから30 µlに濃縮し、ウイルスカ価を100倍に高めた。

濃縮後も濃縮前の約90%のウイルス粒子が存在することが分かった。

※ウイルスカ価は、ZsGreen1発現レンチウイルスをHT-1080細胞株に感染させ、フローサイトメトリーにより求めた。

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本チラシ記載の価格は2022年7月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2022年6月作成G

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店