

高感度・高精度なデジタルPCR装置の最新機種が登場！

CRYSTAL DIGITAL PCR®シリーズ

Nio™+ system / naica® system

30%OFFキャンペーン

キャンペーン期間：2024年1月9日(火)～3月29日(金)ご注文分まで

Stilla社のCrystal Digital PCR®テクノロジーは、最新のマイクロ流体技術により、核酸の絶対定量を可能にします。この革新的な技術により、デジタルPCRプロセスはチップ1つに統合され、サンプルをセットするだけで結果が得られる簡便性を実現しています。

従来機の「naica® system」に加え、最新機種の「Nio™+ system」が登場。新発売を記念して、両機種を**30%OFF**でご提供いたします。ぜひこの機会をご利用ください！



● オールインワン、7色検出の最新機種

Nio™+ system



- ・1日あたり最大768サンプルのハイスループット解析に対応
- ・7色検出機能により、最大28ターゲットの定量が可能
- ・連続ローディング機能搭載により、稼働効率の向上

製品名	容量	製品コード	通常価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
Nio™+ system	一式	SU0001	¥29,000,000	¥20,300,000

● 実績の従来機

naica® system 6-color



- ・チップに統合されたデジタルPCRワークフローで使いやすさを実現
- ・6色のマルチプレックスと48サンプル／反応に対応

製品名	容量	製品コード	通常価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
naica® system 6-color	一式	SU0002	¥12,000,000	¥8,400,000



デモンストレーションをご希望の方は、
弊社各支店または弊社販売店にお問い合わせください。

本チラシに掲載した製品はStilla Technologies SAS(Stilla社)の製品です。

<仕様>

Nio™+ system



チップセット数 (Ruby Chip)	最大24チップ / 反応
サンプル処理数 (Ruby Chip)	最大384サンプル / 反応
蛍光検出波長	FAM / YY® / Atto500 / ROX / Cy®5 / Atto700 / DY-520-XL
寸法 (W×D×H)	56×67×52 cm
重量	60 kg
電源	100-240 V / 1,750 W

naica® system 6-color

※サーマルサイクラーユニット、蛍光リーダーユニットの2ユニットから構成



ユニット	Geode
サンプル処理数 (Sapphire Chip)	最大12サンプル (3チップ) / 反応
サンプル処理数 (Ruby Chip)	最大48サンプル (3チップ) / 反応
寸法 (W×D×H)	35×37×29 cm
重量	16 kg
電源	100-240 V / 750 W



ユニット	Prism6
蛍光検出波長	FAM / YY® / Atto500 / ROX / Cy®5 / Atto700
チップセット数	最大3チップ / 反応
スキャン時間 (Sapphire Chip)	45分 / 回
スキャン時間 (Ruby Chip)	80分 / 回
寸法 (W×D×H)	50×60×36 cm
重量	38 kg
電源	100-240 V / 400 W

専用チップ



製品名	Sapphire Chip	Ruby Chip
サンプル数	4サンプル / チップ	16サンプル / チップ
インプットサンプル量	25 µl / サンプル	5 µl / サンプル
ドロップレット数 / サンプル	~ 30,000	~ 17,000
ダイナミックレンジ	~ 5 log	~ 5 log

※Nio™+ systemは、Ruby Chipのみお使いいただけます。

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本チラシ記載の価格は2024年1月9日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2024年1月修正N

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店